




T h e d e n t a l A t t a c h m e n t s c o m p a n y

LISTE DES CODES
pour Dentistes et Prothésistes

RHEIN 83



10^{ème} édition

w w w . r h e i n 8 3 . c o m



CALCINABLE



Ref. 092ECQ

OT EQUATOR CALCINABLE

LE KIT CONTIENT

- 2 HÉMI-SPHÈRES CALCINABLES
- 2 BOÎTIERS INOX
- 4 COIFFES RÉTENTIVES ASSORTIES
(2 ROSES DOUCE, 2 TRANSPARENTES STANDARD)

IMPLANTS



Ref. 130

KIT OT EQUATOR POUR IMPLANTS

LE KIT CONTIENT

- 1 ATTACHEMENT EN TITANE + TiN
- 1 BOÎTIER INOX
- 1 DISQUE DE PROTECTION
- 4 COIFFES RÉTENTIVES
(1 JAUNE TRÈS DOUCES, 1 ROSE DOUCE, 1 TRANSPARENTES STANDARD, 1 VIOLETTE RIGIDE)



Ref. 131

KIT OT EQUATOR + SMART BOX POUR IMPLANTS

LE KIT CONTIENT

- 1 PILLIER EN TITANE + TiN
- 1 BOÎTIER AUTO-PARALLÉLISANT SMART BOX
- 1 DISQUE DE PROTECTION
- 4 COIFFES RÉTENTIVES
(1 JAUNE TRÈS DOUCES, 1 ROSE DOUCE, 1 TRANSPARENTES STANDARD, 1 VIOLETTE RIGIDE)



Ref. 030

- 1 OT EQUATOR POUR IMPLANTS

LES ATTACHEMENTS OT EQUATOR SONT DISPONIBLES POUR LES GRANDES MARQUES D'IMPLANTS. SUR COMMANDE, NOUS POUVONS LES FABRIQUER POUR TOUTES SORTES D'IMPLANTS. A CHAQUE COMMANDE, MERCI DE TOUT JOURS SPÉCIFIER: LA MARQUE DE L'IMPLANT, SON DIAMÈTRE ET L'HAUTEUR GINGIVALE. HAUTEUR DISPONIBLE JUSQU'À 7mm.

BARRES



Ref. 160EQB

KIT OT EQUATOR FILETÉE AVEC MANCHON FILETÉ À COLLER

LE KIT CONTIENT

- 2 OT EQUATOR FILETÉES avec manchon en titane à coller (filetage 1.6 mm)
- 2 MANCHON EN TITANE FILETÉS (filetage 1.6 mm)
- 2 BOÎTIERS EN ACIER POUR COIFFES
- 2 ESPACEURS (pour manchon en titane à coller)
- 8 COIFFES RÉTENTIVES
(2 JAUNES TRÈS DOUCES, 2 ROSES DOUCES, 2 TRANSPARENTES STANDARD, 2 NOIRES POUR LABORATOIRE)

ELASTIC SEEGER CONNEXION POUR BARRES PASSIVES



Ref. 158ESA

KIT ELASTIC SEEGER

LE KIT CONTIENT

- 1 CYLINDRE CALCINABLE POUR SEEGER
- 1 ANNEAU SEEGER AUTO-EXTRACTIBLE OT EQUATOR
- 1 VIS EN TITANE POUR SEEGER AUTO-EXTRACTIBLE

KIT COIFFES



Ref. 192ECE

KIT ASSORTI DE COIFFES

LE KIT CONTIENT

- 1 BOÎTIER EN ACIER POUR COIFFES
- 1 COIFFE NOIRE pour laboratoire
- 4 COIFFES RÉTENTIVES (1 JAUNE TRÈS DOUCES, 1 ROSE DOUCES, 1 TRANSPARENTES STANDARD, 1 VIOLETTE RIGIDE)
- 1 DISQUE DE PROTECTION

KIT SMART BOX BOÎTIER AUTO-PARALLÉLISANT POUR OT EQUATOR



Ref. 335SBC

KIT SMART BOX

LE KIT CONTIENT

- 1 BOÎTIER SMART BOX AVEC COIFFE NOIRE DE POSITIONNEMENT
- 1 DISQUE DE PROTECTION ROSE
- 4 COIFFES RÉTENTIVES ASSORTIES
(1 JAUNE TRÈS DOUCES, 1 ROSE DOUCES, 1 TRANSPARENTES STANDARD, 1 VIOLETTE RIGIDE)

RECHANGES

	Ref. 151SS	• 2 HÉMI-SPHÈRES CALCINABLES OT EQUATOR
	Ref. 140CEV	• 4 COIFFES RÉTENTIVES - violettes (rigide 2,7kg)
	Ref. 140CET	• 4 COIFFES RÉTENTIVES - transparentes (standard 1,8 kg)
	Ref. 140CER	• 4 COIFFES RÉTENTIVES - roses (douces 1,2 kg)
	Ref. 140CEG	• 4 COIFFES RÉTENTIVES - jaune (très douces 0,6 kg)
	Ref. 140CEN	• 4 COIFFES NOIRES (SEULEMENT POUR LE LABORATOIRE)
	Ref. 140CEDR8	• 4 COIFFES RÉTENTIVES - <i>AIGUE MARINE DIAMETRE INTERNE REDUITE 2,2mm (FORTE 1,3KG)</i>
	Ref. 140CEADR8	• 4 COIFFES RÉTENTIVES - <i>ORANGE DIAMETRE INTERNE REDUITE 2,2mm (TRÈS ELASTIQUE 0,35KG)</i>
	Ref. 141CAE	• 2 BOÎTIERS INOX
	Ref. 141CTE	• 2 BOÎTIERS ANODISÉS FUCHSIA EN TITANE
	Ref. 330SBE	• 1 BOÎTIER SMART BOX AVEC COIFFES NOIRE
	Ref. 335CSB	• 4 COIFFES NOIRES SMART BOX (SEULEMENT POUR LE POSITIONNEMENT)
	Ref. 039SFE2	• 1 EQUATOR FILETÉ 2mm (FILETAGE STANDARD)
	Ref. 339SFE	• 1 EQUATOR FILETÉ 1.6mm (POUR MANCHON EN TITANE À COLLER)
	Ref. 239GSF	• 1 MANCHON EN TITANE FILETÉ (FILETAGE 1.6mm)
	Ref. 339SSE	• 1 ESPACEUR POUR MANCHON OT EQUATOR
	Ref. 159VEA	• 1 OT EQUATOR SEEGER (POUR ANNEAU AUTOEXTRACTIBLE EN PEEK OU POUR ANNEAU DE GUÉRISON EN TITANE)
	Ref. 158VAE	• 1 VIS EN TITANE POUR SEEGER AUTO-EXTRACTIBLE
	Ref. 158SAE	• 1 ANNEAU SEEGER AUTOEXTRACTIBLE EN PEEK
	Ref. 158CCE	• 1 CYLINDRE h 2,5mm (POUR ANNEAU SEEGER)
	Ref. 158CAE	• 1 CYLINDRE h 3,5mm (POUR ANNEAU SEEGER)

ACCESSOIRES

	Ref. 144TTE	• 1 TRANSFERT OT EQUATOR EN TITANE + VIS EN TITANE
	Ref. 144MTE	• 2 TRANSFERTS OT EQUATOR POUR PORTE EMPREINTE INDIVIDUEL
	Ref. 044CAIN	• 2 TRANSFERTS OT EQUATOR - OT CAP NORMO AVEC COIFFE À CHANGER POUR PORTE-EMPREINTE EN ACIER
	Ref. 144AE	• 2 ANALOGUES POUR LABORATOIRE
	Ref. 144AVC4	• 1 ANALOGUE POUR LABORATOIRE EN TITANE AVEC VIS POUR CAD-CAM ø4mm
	Ref. 144AVC5	• 1 ANALOGUE POUR LABORATOIRE EN TITANE AVEC VIS POUR CAD-CAM ø5mm

OUTILS OT EQUATOR

	Ref. 74AC01	• 1 TIGE OT CAP NORMO/OT EQUATOR POUR PARALLÉLOMÈTRE
	Ref. 774CHE	• 1 CLÉ CARRÉE + DOUILLE pour visser OT EQUATOR (CARRÉ 1,25MM) (COMPATIBLE AVEC CLÉ DINAMOMÉTRIQUE)
	Ref. 774HC	• 1 DOUILLE INTERCHANGEABLE
	Ref. 760CE	• 1 CONNECTEUR OT EQUATOR POUR PIÈCE À MAIN DYNAMOMÉTRIQUE COMPATIBLE AVEC LA DOUILLE INTERCHANGEABLE (CARRÉ 1,25mm)
	Ref. 485IC	• 1 OUTIL D'INSERTION ET DE RETIREMENT DES COIFFES OT EQUATOR - NORMO - MICRO (DANS LES BOÎTIERS MÉTALLIQUES)
	Ref. 185SIS	• 1 TIGE POUR L'INSERTION DU ANNEAU SEEGER
	Ref. 491EC	• 1 OUTIL DE RETIREMENT DES COIFFES (COMPATIBLE AVEC LES TIGES D'INSERTION)
	Ref. 760CRD-US	• 1 CLÉ DINAMOMÉTRIQUE Pour Ot Equator et Sphero Bloc k/Flex: TORQUE DE 15 À 35 NCM - MAX 50NCM; PRÉCONISÉ 25NCM

OT UNILATERAL

ATTACHEMENT À RÉTENTION COMBINÉE POUR PROTHÈSE MONOLATÉRALE



Ref. 098UNL

OT UNILATERAL + CONNECTEURS

LE KIT CONTIENT

- 1 ATTACHEMENT CALCINABLE UNILATERAL
- 1 UNI-BOX CALCINABLE
- 1 POSITIONNEUR EN PLASTIQUE MICRO
- 1 COIFFE ROSE MICRO
- 1 COIFFE JAUNE OT STRATEGY (pour technique de duplication)
- 1 COIFFE NOIRE MICRO (pour le laboratoire)
- 1 COIFFE OT STRATEGY NOIRE (pour le laboratoire)
- 1 CONNECTEUR



Ref. 156BCU

- 1 ATTACHEMENT CALCINABLE UNILATERAL



Ref. 156CCU

- 1 UNI-BOX CALCINABLE

OT CAP TECNO



NORMO
Ref. 093CTN

OT CAP TECNO NORMO/MICRO

LE KIT CONTIENT

- 2 BARRES CALCINABLES ANGULÉES
- 2 SPHÈRES FILETÉES EN TITANE + TiN
- 2 MANCHONS FILETÉS À COLLER
- 2 COIFFES TRANSPARENTES NORMO/MICRO
- 2 COIFFES ROSES NORMO/MICRO
- 2 COIFFES JAUNES NORMO/MICRO



MICRO
Ref. 093CTM



Ref. 193BCA

- 2 BARRES CALCINABLES ANGULÉES

SPHÈRES INTERCHANGEABLES FILETÉES

AVEC MANCHON TIGE FILETÉE À COLLER NORMO - MICRO



Ref. 139KSFN

KIT SPHÈRE FILETÉE NORMO + TiN À COLLER

LE KIT CONTIENT

- 2 SPHÈRES FILETÉES EN TITANE (HEX 1.3mm FILETAGE DE 1.6mm)
- 2 MANCHONS FILETÉS À COLLER EN TITANE
- 2 ESPACEURS EN ACIER POUR LE MANCHON EN TITANE (sphère Normo)



Ref. 139KSFM

KIT SPHÈRE FILETÉE MICRO + TiN À COLLER

LE KIT CONTIENT

- 2 SPHÈRES FILETÉES EN TITANE (HEX 0.9mm FILETAGE DE 1.6mm)
- 2 MANCHONS FILETÉS À COLLER EN TITANE
- 2 ESPACEURS EN ACIER POUR LE MANCHON EN TITANE (sphère Micro)

RECHANGES



Ref. 239SFN

- 1 SPHÈRE FILETÉE EN TITANE NORMO+ TiN HEX 1.3mm FILET 1.6mm

Ref. 239SFM

- 1 SPHÈRE FILETÉE EN TITANE MICRO + TiN HEX 0.9mm FILET 1.6mm

Ref. 239GSF

- 1 MANCHON FILETÉ EN TITANE À COLLER Pour Ot Equator, Normo et Micro - filetage 1.6mm



Ref. 239SSN

- 1 ESPACEUR POUR MANCHON FILETÉ EN TITANE AVEC SPHÈRE NORMO



Ref. 239SSM

- 1 ESPACEUR POUR MANCHON FILETÉ EN TITANE AVEC SPHÈRE TAILLE MICRO



Ref. 039SFN2

- 1 SPHÈRE FILETÉE TAILLE NORMO + TiN HEX 1.3mm FILETAGE 2.0mm



Ref. 039FM2

- 1 SPHÈRE FILETÉE TAILLE MICRO + TiN HEX 0.9mm FILETAGE 2.0mm



Ref. 760CBR

- 1 TOURNEVIS HEXAGONAL POUR SPHÈRE FILETÉE NORMO - HEX 1.3 mm



Ref. 772CSF

- 1 TOURNEVIS HEXAGONAL POUR SPHÈRE FILETÉE MICRO HEX 0.9mm

OT CAP

TRANSFERT POUR EMPREINTE



Ref. 044CAIN

- 2 TRANSFERTS EN MÉTAL OT EQUATOR - OT CAP NORMO Ø 2.5mm pour porte-empreinte en acier



Ref. 044CAI22

- 2 TRANSFERTS EN MÉTAL POUR SPHÈRES DE Ø2.2mm en métal pour empreinte avec coiffe



Ref. 044CAIM

- 2 TRANSFERTS OT CAP MICRO EN MÉTAL Ø1.8mm pour porte-empreinte en acier

ATTACHEMENTS OT CAP & OT BOX - OT STRATEGY- OT BAR - OT VERTICAL

KIT DE PROMOTION COMPLET POUR LE LABORATOIRE



Ref. 005SKLUS

LE KIT CONTIENT:

OT CAP - OT BOX SYSTEM:

- 16 PIVOTS CALCINABLES ASSORTIS NORMO - MICRO
- 4 SPHÈRES CALCINABLES NORMO - MICRO
- 2 SPHÈRES EN TIT. NORMO - MICRO
- 4 BARRES OT CAP CALCINABLES NORMO - MICRO
- 2 BARRES TECN CALCINABLES NORMO - MICRO
- 4 BARRES OT BOX CALCINABLES CLASSIC (supérieures + inférieures) NORMO - MICRO
- 2 BARRES OT BOX SPECIAL CALCINABLES NORMO - MICRO
- 6 CONNECTEURS OT BOX CALCINABLES
- 4 BOÎTIERS OT BOX MONO CALCINABLES NORMO - MICRO
- 4 ANNEAUX POSITIONNEURS NORMO - MICRO
- 16 COIFFES OT CAP NORMO - MICRO
TRANSPARENT standard - ROSE douce - JAUNE très douce - VERTE très élastique
- 4 COIFFES TITAN CAP NORMO - MICRO
- 4 COIFFES NOIRES (pour le laboratoire) NORMO - MICRO
- 8 BOÎTIERS INOX NORMO - MICRO pour résine / pour souder
- 4 ANALOGUES POUR MODÈLE EN PLÂTRE NORMO - MICRO
- 4 ESPACEURS ALUMINIUM POUR OT CAP NORMO - MICRO
- 4 DISQUES DE PROTECTION

OT STRATEGY:

- 4 PIÈCES MÂLES OT STRATEGY (STANDARD 2 LONGUES)
- 2 STEADY OT STRATEGY CALCINABLES
- 6 COIFFES OT STRATEGY POUR BOÎTIER INOX
TRANSPARENT standard - ROSE douce - JAUNE très douce
- 2 COIFFES OT STRATEGY NOIRES POUR BOÎTIER INOX (pour le laboratoire)
- 2 BOÎTIERS INOX OT STRATEGY
- 2 COIFFES DE POSITIONNEMENT OT STRATEGY
- 6 COIFFES OT STRATEGY POUR TECHNIQUE DE DUPLICATION
TRANSPARENT standard - ROSE douce - JAUNE très douce
- 2 COIFFES OT STRATEGY NOIRES POUR TECHNIQUE DE DUPLICATION (pour le laboratoire)
- 2 ANALOGUES POUR MODÈLE EN PLÂTRE OT STRATEGY

OT BAR MULTIUSE:

- 2 BARRES CALCINABLES OT BAR MULTIUSE
- 1 CAVALIER OT BAR MULTIUSE
- 2 CAVALIERS DE POSITIONNEMENT A
- 2 CAVALIERS DE POSITIONNEMENT B
- 4 BOÎTIERS CALCINABLES OT BAR MULTIUSE
- 4 CAVALIERS OT BAR MULTIUSE
ROSE douce - JAUNE très douce

OT VERTICAL:

- 2 PIÈCES MÂLES
- 2 STEADY OT VERTICAL CALCINABLES
- 4 CAVALIERS OT VERTICAL - BLANC standard - VERT douce
- 2 CLÉS CALCINABLES AVEC ÉPINGLE

OUTILS:

- 1 PINCETTE
- 2 ALÉSOIRES POUR RÉGLER LA RÉTENTION DES COIFFES OT CAP NORMO - MICRO
- 1 ALÉSOIRE POUR RÉGLER LA RÉTENTION DES COIFFES OT STRATEGY
- 2 CLÉS OT CAP TAILLE NORMO - MICRO POUR PARALLÉLOMÈTRE
- 1 CLÉ OT STRATEGY POUR PARALLÉLOMÈTRE
- 1 CLÉ OT BAR MULTIUSE POUR PARALLÉLOMÈTRE
- 1 MANCHE BLEU PORTE - TIGES
- 1 TIGE D'INSERTION POUR OT EQUATOR - OT CAP NORMO - MICRO
- 1 TIGE D'INSERTION POUR OT STRATEGY
- 1 TIGE D'INSERTION POUR OT BAR MULTIUSE
- 1 TIGE D'INSERTION POUR OT VERTICAL

ATTACHEMENTS OT CAP & OT BOX - OT STRATEGY - OT BAR OT VERTICAL - OT UNILATERAL - OT EQUATOR

KIT DE PROMOTION "BASIC" POUR LE LABORATOIRE



Ref. 005SKLBUS

LE KIT CONTIENT

OT CAP - OT BOX SYSTEM:

- 16 PIVOTS CALCINABLES ASSORTIS NORMO - MICRO
- 4 SPHÈRES CALCINABLES NORMO - MICRO
- 2 BARRES OT CAP CALCINABLES NORMO - MICRO
- 2 BARRES OT BOX CALCINABLES CLASSIC (supérieures + inférieures) NORMO - MICRO
- 2 BARRES OT BOX SPECIAL CALCINABLES NORMO - MICRO
- 6 CONNECTEURS OT BOX CALCINABLES
- 4 BOÎTIERS OT BOX MONO CALCINABLES NORMO - MICRO
- 8 ANNEAUX DE POSITION NORMO - MICRO
- 28 GAINES OT-CAP NORMO - MICRO
- TRANSPARENTE standard - ROSE douce - JAUNE très douce - VERTE très élastique
- 8 COIFFES NOIRES pour le laboratoire NORMO - MICRO
- 4 BOÎTIERS INOX NORMO - MICRO

OT STRATEGY:

- 4 MÂLES SPHÉRIQUES OT STRATEGY (2 standard 2 longs)
- 2 STEADY OT STRATEGY CALCINABLES
- 6 COIFFES OT STRATEGY POUR BOÎTIER INOX:
TRANSPARENTE standard - ROSE douce - JAUNE très douce - VERTE très élastique
- 2 BOÎTIERS INOX OT STRATEGY
- 2 ANNEAUX DE POSITION OT STRATEGY
- 6 COIFFES OT STRATEGY POUR TECHNIQUE DE DUPLICATION:
TRANSPARENTE standard - ROSE douce - JAUNE très douce - VERTE très élastique
- 4 COIFFES NOIRES pour le laboratoire (pour technique de duplication)

OT EQUATOR:

- 2 HÉMI-SPHÈRES CALCINABLES
- 2 BOÎTIERS INOX POUR COIFFES
- 4 COIFFES RÉTENTIVES (2 douces, 2 standard)
- 2 COIFFES NOIRES pour le laboratoire

OT UNILATERAL:

- 1 ATTACHEMENT CALCINABLE AVEC SPHÈRES COMBINÉES
- 1 UNI-BOX CALCINABLE
- 1 ANNEAU DE POSITION MICRO
- 2 COIFFES OT CAP MICRO: 1 rose - 1 noire pour le laboratoire
- 2 GAINES OT OT STRATEGY (pour technique de duplication): 1 jaune - 1 noire (lab)
- 1 CONNECTEUR

OT BAR MULTIUSE:

- 1 BARRE CALCINABLE
- 1 CONNECTEUR GINCIVAL
- 4 CAVALIERS DE POSITION (A - B)
- 2 BOX CALCINABLES
- 4 CAVALIERS - 2 ROSES- douce - 2 JAUNES très douce


OT VERTICAL:

- 2 MÂLES CALCINABLES
- 2 STEADY
- 4 CAVALIERS - 2 BLANCS- standard - 2 VERTS très élastique
- 2 CLÉS AVEC ÉPINE CALCINABLES POUR PARALLÉLOMÈTRE

OUTILS

- 1 PINCETTE
- 2 CLÉS OT EQUATOR, OT CAP NORMO - MICRO POUR PARALLÉLOMÈTRE
- 1 CLÉ OT STRATEGY POUR PARALLÉLOMÈTRE
- 1 CLÉ OT BAR MULTIUSE POUR PARALLÉLOMÈTRE
- 1 MANCHE BLEU PORTE - TIGES
- 1 TIGE D'INSERTION OT CAP NORMO - MICRO
- 1 TIGE D'INSERTION OT STRATEGY
- 1 TIGE D'INSERTION OT BAR MULTIUSE
- 1 TIGE D'INSERTION OT VERTICAL

ATTACHEMENTS SYSTÈME OT CAP



Ref. 038STF
TAILLE NORMO

SPHÈRE FLEX EN TITANE + TiN NORMO

POUR SOUDURE LASER ET À COLLER

LE KIT CONTIENT

- 2 SPHÈRES EN TITANE
- 2 COIFFES ROSES - DOUCE
- 1 OUTIL DE POSITIONNEMENT DES SPHÈRES
- 2 BASES CALCINABLES



Ref. 038STN
TAILLE NORMO

SPHÈRE NORMO EN TITANE + TiN

POUR SOUDURE LASER ET À COLLER

LE KIT CONTIENT

- 2 SPHÈRES EN TITANE
- 2 COIFFES ROSES - DOUCE
- 1 OUTIL DE POSITIONNEMENT DES SPHÈRES
- 2 BASES CALCINABLES



Ref. 038STM
TAILLE MICRO

SPHÈRE MICRO EN TITANE + TiN

POUR SOUDURE LASER ET À COLLER

LE KIT CONTIENT

- 2 SPHÈRES EN TITANE
- 2 COIFFES ROSES - DOUCE
- 1 OUTIL DE POSITIONNEMENT DES SPHÈRES
- 2 BASES CALCINABLES



Ref. 092CAN

OT CAP NORMO

LE KIT CONTIENT

- 4 SPHÈRES CALCINABLES
- 4 COIFFES RÉTENTIVES ROSES
- 4 BOÎTIERS INOX
- 4 ANNEAUX DE POSITIONNEMENT EN PLASTIQUE



Ref. 092CAM

OT CAP MICRO

LE KIT CONTIENT

- 4 SPHÈRES CALCINABLES
- 4 COIFFES RÉTENTIVES ROSES
- 4 BOÎTIERS INOX
- 4 ANNEAUX DE POSITIONNEMENT EN PLASTIQUE



Ref. 196BCN

OT CAP NORMALE "ECONOMIQUE"

LE KIT CONTIENT

- 2 BARRES CALCINABLES (1 DROITE - 1 ANGULÉE)
- 4 COIFFES TRANSPARENTES RÉTENTIVES
- 4 BOÎTIERS CALCINABLES OT BOX
- 4 ANNEAUX DE POSITIONNEMENT EN PLASTIQUE



Ref. 197BCM

OT CAP MICRO "ECONOMIQUE"

LE KIT CONTIENT

- 1 BARRE CALCINABLE DROITE
- 1 BARRE CALCINABLE ANGULÉE
- 4 COIFFES RÉTENTIVES TRANSPARENTES (RÉTENTION STANDARD)



Ref. 099BSN

OT CAP & OT BOX Mono NORMO

COIFFES ET BOÎTIERS CALCINABLES POUR SQUÉLETTIQUE

LE KIT CONTIENT

- 2 BARRES CALCINABLES (1 DROITE - 1 ANGULÉE)
- 4 COIFFES TRANSPARENTES RÉTENTIVES
- 4 BOÎTIERS CALCINABLES OT BOX
- 4 ANNEAUX DE POSITIONNEMENT EN PLASTIQUE



Ref. 099BSM

OT CAP & OT BOX Mono MICRO

COIFFES ET BOÎTIERS CALCINABLES POUR SQUÉLETTIQUE

LE KIT CONTIENT

- 2 BARRES CALCINABLES (1 DROITE - 1 ANGULÉE)
- 4 COIFFES TRANSPARENTES RÉTENTIVES
- 4 BOÎTIERS CALCINABLES OT BOX
- 4 ANNEAUX DE POSITIONNEMENT EN PLASTIQUE



Ref. 058BSN

OT BOX SPECIAL NORMO + CONNECTEURS

LE KIT CONTIENT

- 2 BARRES DE BOÎTIERS CALCINABLES
- 4 ANNEAUX DE POSITIONNEMENT EN PLASTIQUE
- 4 CONNECTEURS



Ref. 058BSM

OT BOX SPECIAL MICRO + CONNECTEURS

LE KIT CONTIENT

- 2 BARRES DE BOÎTIERS CALCINABLES
- 4 ANNEAUX DE POSITIONNEMENT EN PLASTIQUE
- 4 CONNECTEURS



Ref. 153BCN

OT BOX CLASSIC NORMALE + CONNECTEURS

LE KIT CONTIENT

- 2 CÔTÉS SUPÉRIEURS DU BOX
- 2 CÔTÉS INFÉRIEURS DU BOX
- 4 ANNEAUX DE POSITIONNEMENT EN PLASTIQUE
- 4 CONNECTEURS



Ref. 153BCM

OT BOX CLASSIC MICRO + CONNECTEURS

LE KIT CONTIENT

- 2 CÔTÉS SUPÉRIEURS DU BOX
- 2 CÔTÉS INFÉRIEURS DU BOX
- 4 ANNEAUX DE POSITIONNEMENT EN PLASTIQUE
- 4 CONNECTEURS

OT BOX LARGE

BOÎTIERS SURDIMENSIONNÉS POUR LE FIXAGE DE COIFFES RÉTENTIVES DANS LA BOUCHE



Ref. 253BLN

OT BOX LARGE NORMO + CONNECTEURS

LE KIT CONTIENT

- 2 BARRES OT BOX LARGE
- 4 ANNEAUX DE POSITIONNEMENT EN PLASTIQUE
- 4 CONNECTEURS



Ref. 253BLM

OT BOX LARGE MICRO + CONNECTEURS

LE KIT CONTIENT

- 2 BARRES OT BOX LARGE
- 4 ANNEAUX DE POSITIONNEMENT EN PLASTIQUE
- 4 CONNECTEURS

ATTACHEMENTS OT STRATEGY



Ref. 098SSS

OT STRATEGY

GAINES POUR TECHNIQUE DE DUPLICATION

LE KIT CONTIENT

- 4 MÂLES SPHÉRIQUES OT STRATEGY (2 STANDARD, 2 LONGS)
- 2 ÉXTENSIONS STEADY CALCINABLES
- 4 COIFFES RÉTENTIVES POUR DUPLICATION



Ref. 098CAL

OT STRATEGY

COIFFES POUR BOÎTIER INOX

LE KIT CONTIENT

- 4 MÂLES SPHÉRIQUES OT STRATEGY (2 STANDARD, 2 LONGS)
- 4 COIFFES RÉTENTIVES POUR BOÎTIER INOX
- 4 BOÎTIERS INOX
- 2 COIFFES DE POSITIONNEMENT EN PLASTIQUE
- 2 ÉXTENSIONS STEADY CALCINABLES

ATTACHEMENTS OT BAR MULTIUSE



Ref. 021OBM

OT BAR MULTIUSE + CONNECTEURS

LE KIT CONTIENT

- 2 BARRES CALCINABLES
- 4 CAVALIERS DE POSITION A
- 4 CAVALIERS DE POSITION B
- 4 BOÎTIERS CALCINABLES
- 4 CAVALIERS RÉTENTIFS ROSES
- 4 CAVALIERS RÉTENTIFS JAUNES
- 2 CONNECTEURS
- 1 CONNECTEUR GINGIVAL

ATTACHEMENTS OT VERTICAL



Ref. 071OBV

OT VERTICAL

LE KIT CONTIENT

- 2 ÉXTENSIONS STEADY CALCINABLES
- 4 CAVALIERS RÉTENTIFS BLANCS
- 2 CAVALIERS RÉTENTIFS VERTS
- 4 CLÉS CALCINABLES AVEC ÉPINGLE
- 4 MÂLES CALCINABLES

ATTACHEMENTS POUR OVERDENTURE

S.P.L. PIVOTS - COPING COVER KIT PROMOTION POUR LE CABINET DENTAIRE



Ref. 011SPL

LE KIT CONTIENT

- 24 PIVOTS CALCINABLES ASSORTIS MICRO
- 40 PIVOTS CALCINABLES ASSORTIS NORMO
- 12 PIVOTS TITANE MICRO
- 12 PIVOTS TITANE NORMO
- 16 GAINES NORMO (TRANSPARENTES STANDARD - ROSE DOUCE)
- 16 GAINES MICRO (TRANSPARENTES STANDARD - ROSE DOUCE)
- 20 DISQUES DE PROTECTION
- 2 ALÉSOIR POUR RÉGLER LA RÉTENTION DES COIFFES OT CAP NORMO ET MICRO
- 1 MANCHE BLEU PORTE - TIGES
- 1 TIGE D'INSERTION OT EQUATOR - OT CAP NORMO ET MICRO
- 4 BOÎTIERS NORMO INOX
- 4 BOÎTIERS MICRO INOX
- 12 ANNEAUX DIRECTIONNELS (0° - 7° - 14°)
- 1 PINCETTE

Disponible en longueurs:
10 - 9 - 7mm

KIT PIVOT OT EQUATOR AVEC REVÊTEMENT AU TiN PIVOT EN TITANE AVEC TÊTE À PROFIL COURT

LE KIT CONTIENT

- 2 PIVOTS OT EQUATOR h 7-9-10mm (de la même taille choisie)
- 2 BOÎTIERS EN TITANE ANODISÉS FUCHSIA
- 2 COIFFES JAUNES TRÈS DOUCES
- 2 COIFFES ROSES DOUCES
- 2 COIFFES TRANSPARENTES STANDARD
- 2 DISQUES DE PROTECTION



Ref. 333PEK7

Ref. 333PEK9

Ref. 333PEK10

Disponible en longueurs:
10 - 9 - 7mm

PIVOT OT EQUATOR AVEC REVÊTEMENT AU TiN PIVOT EN TITANE AVEC TÊTE À PROFIL COURT

LE KIT CONTIENT

- 1 PIVOTS OT EQUATOR h 7-9-10mm (de la même taille choisie)



Ref. 336PTE7

Ref. 336PTE9

Ref. 336PTE10

PIVOT FLEX AVEC REVÊTEMENT AU TiN PIVOT EN TITANE AVEC TÊTE PIVOTANTE NORMO Ø2,5mm POUR OVERDENTURE - 3 HAUTEURS DISPONIBLES

LE KIT CONTIENT

- 1 PIVOT TITANE AVEC TÊTE PIVOTANTE
- 2 BOÎTIERS INOX
- 2 COIFFES ROSES DOUCES
- 2 COIFFES TRANSPARENTES STANDARD
- 2 DISQUES DE PROTECTION
- 3 ANNEAUX DIRECTIONNELS



Ref. 033PSF7R

Ref. 033PSF9R

Ref. 033PSF10R

sphère Normo ø 2,5
sphère Micro ø 1,8
disponibles en 3 tailles:

KIT DE PIVOTS TITANE NORMO

LE KIT CONTIENT

- 5 PIVOTS TITANE Sphère ø2,5mm



Ref. 036PTN7

Ref. 036PTN9

Ref. 036PTN10

Ref. 036PTM7

Ref. 036PTM9

Ref. 036PTM10

KIT DE PIVOTS TITANE MICRO

LE KIT CONTIENT

- 5 PIVOTS TITANE Sphère ø1,8mm



TAILLE
STANDARD

OT REVERSE 3 EN TITANE MICRO AVEC REVÊTEMENT TiN

LE KIT CONTIENT

- 2 PIVOTS OT REVERSE3 EN TITANE + TiN
- 2 MÂLES RÉTENTIFS EN TITANE+ NYLON
- 2 OUTILS EN PLASTIQUE
- 2 BOÎTIERS INOX
- 2 DISQUES DE PROTECTION ROSES

Ref. 034PRK

Ø partie conique:
2,2 2 1,8 1,7 1,4mm

Tailles disponibles:
14 - 12 - 10 - 9 - 7mm

PIVOT EN PLASTIQUE POUR EMPREINTE

LE KIT CONTIENT

- 20 PIVOTS EN PLASTIQUE CALCINABLE NORMO



Tailles disponibles:
10 - 9 - 7mm

PIVOT EN PLASTIQUE POUR EMPREINTE

CONFEZIONE CONTENENTE

- 20 PERNI CALCINABILI MICRO

Ref. 012PSM

Ref. A01MOG

FÔRET MOOSER POUR RACINES (POUR PIVOTS OT CAP mm 7-9-10)

Ref. A03MOB

FÔRET MOOSER POUR RACINES (POUR PIVOTS OT CAP mm 12-14)

Ref. 121FD

FÔRET DIAMANTÉE POUR RACINES (POUR PIVOTS OT REVERSE 3)



SPHERO FLEX AVEC REVÊTEMENT TiN



Ref. 109

LE KIT CONTIENT:

- 1 ATTACHEMENT TITANE AVEC SPHÈRE MOBILE (SPHÈRE Ø 2,5mm)
- 3 COIFFES (jaune - rose - transparentes)
- 1 BOÎTIER INOX
- 1 DISQUE DE PROTECTION
- 3 ANNEAUX DIRECTIONNELS

SPHERO BLOCK NORMO AVEC REVÊTEMENT TiN



Ref. 002

LE KIT CONTIENT:

- 1 ATTACHEMENT TITANE (SPHÈRE Ø 2,5mm)
- 3 GAINES (jaune - rose - transparentes)
- 1 BOÎTIER INOX
- 1 DISQUE DE PROTECTION
- 3 ANNEAUX DIRECTIONNELS

SPHERO BLOCK MICRO AVEC REVÊTEMENT TiN




Ref. 003

LE KIT CONTIENT:

- 1 ATTACHEMENT TITANE (SPHÈRE Ø 1,8mm)
- 3 GAINES (jaune - rose - transparentes)
- 1 BOÎTIER INOX
- 1 DISQUE DE PROTECTION
- 3 ANNEAUX DIRECTIONNELS

LES ATTACHEMENTS SPHERO FLEX, SPHERO BLOCK, OT REVERSE 3, OT EQUATOR SONT DISPONIBLES POUR LES PRINCIPALES MAISONS D'IMPLANT. SUR COMMANDE NOUS POUVONS LES FABRIQUER POUR TOUTES LES AUTRES MAISONS D'IMPLANT. A CHAQUE COMMANDE, VEUILLEZ SPÉCIFIER: LA MAISON D'IMPLANT, SON DIAMÈTRE ET SA HAUTEUR TRANSGINGIVALE ET LE TYPE DE RÉTENTION CHOISIE. HAUTEURES DISPONIBLES JUSQU'À 7 mm.



OUTILS AUXILLIARES SPHERO FLEX - BLOCK



Ref. 771CEF

CLÉ POUR SPHERO FLEX ET SPHERO BLOCK
(Normo e Micro) HEX 2,3mm



Ref. 760CBM

CONNECTEUR HEXAGONALE POUR PIECE À MAIN
DYNAMOMÉTRIQUE HEX1,3mm



Ref. 760CRD-US

CLÉ DINAMOMÉTRIQUE REVERSIBLE

Pour le vissement des Sphero Block- Flex et Ot Equator
Valeur de 15 à 35Ncm- Max 50Ncm, préconisée 25Ncm

SYSTÈME UNIVERSEL ANTI-DÉVISSAGE AVEC "VIS STOP"

DISPONIBLE POUR LES ATTACHEMENTS SPHERO FLEX-BLOCK-OT REVERSE 3 - OT EQUATOR ET VIS.
Le système "vis stop" est fait sur demande sur toutes les vis de diamètre supérieur à 1,8mm

Prix supplémentaire pour
appliquer le "vis stop"



MATERIAU ÉLASTIQUE



ANNEAUX DIRECTIONNELS POUR SPHERO FLEX ET BLOCK



Ref. 100AD

ANNEAUX DIRECTIONNELS POUR SPHERO FLEX ET BLOCK

LE KIT CONTIENT:

- 3 ANNEAUX DIRECTIONNELS AVEC INCLINAISSONS DE 0° - 7° - 14°



Ref. 044ABN

KIT ANALOGUE SPHERO FLEX - BLOCK NORMO

LE KIT CONTIENT:

- 1 ANALOGUE SPHERO FLEX - BLOCK NORMO
- 1 COIFFE NOIRE NORMO (POUR LE LABORATOIRE)
- 3 ANNEAUX DIRECTIONNELS 0° - 7° - 14°



Ref. 044ABM

KIT ANALOGUE SPHERO BLOCK MICRO

LE KIT CONTIENT:

- 1 ANALOGUE SPHERO BLOCK MICRO
- 1 COIFFE NOIRE MICRO (POUR LE LABORATOIRE)
- 3 ANNEAUX DIRECTIONNELS 0° - 7° - 14°

PRODUITS PARTICULIERS POUR IMPLANTOLOGIE


JAUGE DE HAUTEUR GINGIVALE OUTIL GRADUÉ POUR
MESUREUR LE BORD DE CICATRISATION GINGIVAL POUR
CHOISIR L'ATTACHEMENT CORRECTE.
POUR TOUTES MAISONS D'IMPLANT



Ref. 008MBG

LE KIT CONTIENT:

- 1 JAUGE À COULISSE
- 1 JAUGE À TIGE FIXE
- 1 DISTRIBUTEUR D'ANNEAUX EN SILICONE
- 20 ANNEAUX EN SILICONE



OT LOCK ATTACHEMENT VERROU



Ref. 880CLT

OT LOCK KIT TITANE

LE KIT CONTIENT:

- 1 VERROU COMPLET
- 1 POSITIONNEUR EN LAITON
- 1 ÉPINGLE EN CÉRAMIQUE



Ref. 880CLR

KIT OT LOCK EN TITANTE RÉGLABLE

LE KIT CONTIENT:

- 1 VERROU COMPLET
- 1 POSITIONNEUR LONG EN LAITON
- 1 ÉPINGLE EN CÉRAMIQUE
- 9 ANNEAUX ESPACEURS CALCINABLES

RECHANGES OT LOCK



Ref. 882CG

- 1 GUIDE CONIQUE



Ref. 882CAS

- 1 CLÉ POUR OUVRIR

RECHANGES: SYSTÈME OT CAP NORMO Ø 2,5mm



Ref. 055SCN

• 4 SPHÈRES CALCINABLES NORMO

Ref. 151BAN

• 2 BARRES ANGULÉES CALCINABLES NORMO

Ref. 150BPN

• 2 BARRES DROITES CALCINABLES NORMO



Ref. 192ACN

KIT ASSORTIS DE COIFFES RÉTENTIVES OT CAP NORMO

LE KIT CONTIENT

- 1 BOÎTIER EN INOX POUR GAINES
- 1 COIFFE NOIRE POUR LABORATOIRE
- 4 COIFFES RÉTENTIVES (1 VERTE, 1 JAUNE, 1 ROSE, 1 TRANSPARENTE)
- 1 DISQUE DE PROTECTION



Ref. 048CAN

• 6 COIFFES ARGENT NORMO EXTRA RÉSILIENTES
(ÉLASTIQUES ET GOMMEUSES) - 350g



Ref. 048CON

• 6 COIFFES OR NORMO EXTRA RÉSILIENTES
(LÉGÈREMENT ÉLASTIQUE) - 500g



Ref. 049PCN

• 6 COIFFES VERTES NORMO
(TRÈS ÉLASTIQUES) - 350g



Ref. 060CRN AY

• 6 COIFFES JAUNES NORMO
(TRÈS DOUCE) - 500g



Ref. 040CRN SN

• 6 COIFFES ROSES NORMO
(RÉTENTION DOUCE) - 900g



Ref. 040CRN

• 6 COIFFES TRANSPARENTES NORMO
(STANDARD) - 1300g



Ref. 040TCN

• 2 COIFFES TITANE NORMO



Ref. 043CLN

• 6 COIFFES NOIRES NORMO (POUR LE LABORATOIRE)



Ref. 049PCNDR8

• 6 COIFFES NORMO ORANGE (TRÈS ÉLASTIQUES)
(POUR SPHÈRES AVEC DIAMÈTRE RÉDUIT À 2,25mm) - 350g



Ref. 060CRNAYDR8

• 6 COIFFES NORMO JAUNES (TRÈS DOUCES)
(POUR SPHÈRES AVEC DIAMÈTRE RÉDUIT À 2,25mm) - 500g



Ref.040CRNSNDR8

• 6 COIFFES NORMO ROSES (DOUCE)
(POUR SPHÈRES AVEC DIAMÈTRE RÉDUIT À 2,25mm) - 900g



Ref. 040CRNDR8

• 6 COIFFES NORMO AIGUE MARINE (STANDARD)
(POUR SPHÈRES AVEC DIAMÈTRE RÉDUIT À 2,25mm) - 1300g



Ref. 042AMN

• 2 OT BOX NORMO
(BOÎTIERS CALCINABLES POUR COIFFES)



Ref. 041CAN

• 2 BOÎTIERS INOX POUR RÉSINE NORMO



Ref. 041CTN

• 2 BOÎTIERS EN TITANE POUR RÉSINE NORMO ANODISÉS FUCSHIA



Ref. 101PPN

• 2 ANNEAUX DE POSITIONNEMENT NORMO EN PLASTIQUE



Ref. 044PPN

• 2 ANALOGUES NORMO POUR MODÈLE DE LABORATOIRE



Ref. 100SAN

• 10 ESPACEURS EN ALUMINIUM POUR BARRES OT CAP NORMO

RECHANGES: SYSTÈME OT CAP MICRO Ø 1,8mm



Ref. 055SCM

• 4 SPHÈRES CALCINABLES MICRO

Ref. 151BAM

• 2 BARRES DROITES CALCINABLES MICRO

Ref. 150BPM

• 2 BARRES DROITES CALCINABLES MICRO



Ref. 192ACM

KIT ASSORTIS DE COIFFES RÉTENTIVES OT CAP MICRO
LE KIT CONTIENT

- 1 BOÎTIER EN INOX POUR GAINES
- 1 COIFFE NOIRE POUR LABORATOIRE
- 4 COIFFES RÉTENTIVES (1 VERTE, 1 JAUNE, 1 ROSE, 1 TRANSPARENTE)
- 1 DISQUE DE PROTECTION

Ref. 048CAM

• 6 COIFFES ARGENT MICRO EXTRA RÉSILIENTES
(ÉLASTIQUES ET GOMMEUSES) - 200g

Ref. 048COM

• 6 COIFFES OR MICRO EXTRA RÉSILIENTES
(LÉGÈREMENT ÉLASTIQUES) - 450g

Ref. 049PCM

• 6 COIFFES VERTES MICRO
(TRÈS ÉLASTIQUES) - 200g

Ref. 060CRM AY

• 6 COIFFES JAUNES MICRO
(TRÈS DOUCES) - 450g

Ref. 040CRM SN

• 6 COIFFES ROSES MICRO
(DOUCES) - 800g

Ref. 040CRM

• 6 COIFFES TRANSPARENTES MICRO
(STANDARD) - 1100g

Ref. 040TCM

• 2 COIFFES TITANE MICRO

Ref. 043CLM

• 6 COIFFES NOIRES MICRO (POUR LE LABORATOIRE)



Ref. 049PCMDR8

• 6 COIFFES ORANGE MICRO (TRÈS ÉLASTIQUE)
(POUR SPHÈRES AVEC DIAMÈTRE RÉDUIT À 1,6mm) - 200g

Ref. 040CRMDR8

• 6 COIFFES AIGUE MARINE MICRO (STANDARD)
(POUR SPHÈRES AVEC DIAMÈTRE RÉDUIT À 1,6mm) - 1100g



Ref. 042AMM

• 2 OT BOX MICRO
(BOÎTIERS CALCINABLES POUR COIFFES)

Ref. 041CAM

• 2 BOÎTIERS INOX POUR RÉSINE MICRO

Ref. 041CTM

• 2 BOÎTIERS EN TITANE POUR RÉSINE MICRO ANODISÉS FUCSHIA

Ref. 101PPM

• 2 ANNEAUX DE POSITIONNEMENT MICRO EN PLASTIQUE

Ref. 044PPM

• 2 ANALOGUES TAILLE MICRO POUR MODÈLE DE LABORATOIRE

Ref. 100SAM

• 10 ESPACEURS EN ALUMINIUM POUR BARRES OT CAP MICRO

ACCESSOIRES NORMO-MICRO

Ref. 485IC

• 1 OUTIL D'INSERTION ET DE RETIREMENT DE COIFFE
OT EQUATOR - OT CAP NORMO/MICRO

Ref. 74AC01

• 1 CLÉ OT CAP NORMO/OT EQUATOR POUR PARALLÉLOMÈTRE

Ref. 74AC02

• 1 CLÉ OT CAP MICRO POUR PARALLÉLOMÈTRE

Ref. 74AC03

• 1 CLÉ OT TECNO NORMO/MICRO POUR PARALLÉLOMÈTRE

Ref. 491EC

• 1 OUTIL DE RETIREMENT DE COIFFES
(AVEC TROU POUR TIGES)

Ref. 008MDS

• 1 JAUGE POUR SPHÈRES
(POUR MESURER LES BILLES DE DIAMÈTRE : 1.6-1.8-2.2-2.5mm)

NEUF

OUTILS NORMO MICRO



Ref. 080RCN

• 1 ALÉSOIRE POUR COIFFE OT CAP NORMO



Ref. 080RCM

• 1 ALÉSOIRE POUR COIFFE OT CAP MICRO



Ref. 082ATN

• 1 TESTEUR DE RÉTENTION POUR COIFFES OT CAP NORMO



Ref. 083ATM

• 1 TESTEUR DE RÉTENTION POUR COIFFES OT CAP MICRO

OUTILS NORMO MICRO



Ref. 155CC

• 6 CONNECTEURS



Ref. 187CRS

• 2 SPHÈRES DE RÉPARATION *diamètres disponibles: 1,8 - 2,2 - 2,5mm*



Ref. 187CRE

• 2 HÉMI-SPHÈRES DE RÉPARATION OT EQUATOR



Ref. 189SRS

• 2 SPHÈRES SOLIDES DE RÉPARATION *diamètre disponible: 1,8mm*



Ref. 100PD

• 10 DISQUES DE PROTECTION DIAMÈTRE DU TROU 1,6mm



Ref. 100PDR

• 10 DISQUES DE PROTECTION DIAMÈTRE DU TROU 2,9mm



Ref. 038GCS

• 2 GUIDES CALCINABLES



Ref. 044PP22

• 2 ANALOGUES POUR SPHÈRE DE Ø 2,2 mm

ASSORTIMENT KIT OT CAP

KIT NORMO

Ref. 074KAN

LE KIT CONTIENT:

- 8 COIFFES ROSES - DOUCES
- 8 COIFFES TRANSPARENTES - STANDARD
- 6 COIFFES JAUNES - TRÈS DOUCES
- 6 COIFFES VERTES - TRÈS ÉLASTIQUES
- 6 COIFFES OR - TRÈS ÉLASTIQUES
- 6 COIFFES ARGENT - ÉLASTIQUES ET GOMMEUSES
- 4 COIFFES AIGUE MARINE STANDARD (DIAMÈTRE INTERNE RÉDUIT)
- 4 COIFFES ORANGE TRÈS ÉLASTIQUES (DIAMÈTRE INTERNE RÉDUIT)
- 4 COIFFES NOIRES- POUR LABORATORIE
- 2 COIFFES TITANE

KIT MICRO

Ref. 074KAM

KIT DE COIFFES ASSORTIES OT CAP NORMO/MICRO

LE KIT CONTIENT:

- 4+4 COIFFES ROSES - DOUCES
- 4+4 COIFFES TRANSPARENTES - STANDARD
- 2+2 COIFFES JAUNES - TRÈS DOUCES
- 3+3 COIFFES VERTES - TRÈS ÉLASTIQUES
- 3+3 COIFFES OR - TRÈS ÉLASTIQUES
- 3+3 COIFFES ARGENT - ÉLASTIQUES ET GOMMEUSES
- 2+2 COIFFES AIGUE MARINE STANDARD (DIAMÈTRE INTERNE RÉDUIT)
- 2+2 COIFFES ORANGE TRÈS ÉLASTIQUES (DIAMÈTRE INTERNE RÉDUIT)
- 2+2 COIFFES NOIRES- POUR LABORATORIE
- 1+1 COIFFES TITANE

NORMO

Ref. 064ACN

COIFFES RÉTENTIVES OT CAP ASSORTIES

KIT NORMO

- 6 COIFFES TRANSPARENTES- STANDARD
- 6 COIFFES ROSES - DOUCES
- 6 COIFFES JAUNES - TRÈS DOUCES
- 6 COIFFES VERTES - TRÈS ÉLASTIQUES

MICRO

Ref. 064ACM

COIFFES RÉTENTIVES OT CAP ASSORTIES

KIT MICRO

- 6 COIFFES BLANCHES - RÉTENTION STANDARD
- 6 COIFFES ROSES - RÉTENTION DOUCE
- 6 COIFFES JAUNES - RÉTENTION TRÈS DOUCE
- 6 COIFFES VERTES - RÉTENTION TRÈS ÉLASTIQUE

RECHANGES: OT STRATEGY



Ref. 154PCS

• 4 MÂLES SPHÉRIQUES COURTS OT STRATEGY



Ref. 054PLS

• 4 MÂLES SPHÉRIQUES LONGS OT STRATEGY



Ref. 154STY

• 2 EXTENSIONS STEADY CALCINABLES



Ref. 047CSD AY

• 4 COIFFES OT STRATEGY JAUNES - TECHNIQUE DE DUPLICATION
(TRÈS DOUCES) - 500g



Ref. 047CSD SN

• 4 COIFFES OT STRATEGY ROSES - TECHNIQUE DE DUPLICATION
(DOUCES) - 900g



Ref. 047CSD

• 4 COIFFES OT STRATEGY TRANSPARENTES - TECHNIQUE DE DUPLICATION
(STANDARD) - 1300g



Ref. 047CLS

• 4 COIFFES OT STRATEGY NOIRES - TECHNIQUE DE DUPLICATION
(POUR LE LABORATOIRE)



Ref. 047CSDDR8

• 4 COIFFES OT STRATEGY AIGUE MARINE - TECHNIQUE DE DUPLICATION
(AVEC DIAMÈTRE INTERNE RÉDUIT)



Ref. 045CSM AY

• 4 COIFFES OT STRATEGY JAUNES
(TRÈS DOUCES) - 500g (POUR BOÎTIER INOX)



Ref. 045CSM SN

• 4 COIFFES OT STRATEGY ROSES
(DOUCES) - 900g (POUR BOÎTIER INOX)



Ref. 045CSM

• 4 COIFFES OT STRATEGY TRANSPARENTES
(STANDARD) - 1300g (POUR BOÎTIER INOX)



Ref. 045CLS

• 4 COIFFES OT STRATEGY NOIRES POUR LABORATOIRE
(POUR BOÎTIER INOX)



Ref. 045CSMDR8

• 4 COIFFES OT STRATEGY AIGUE MARINE AVEC DIAMÈTRE INTERNE RÉDUIT
(POUR BOÎTIER INOX)



Ref. 046CSM

• 2 BOÎTIERS OT STRATEGY INOX



Ref. 101OTS

• 2 COIFFES EN PLASTIQUE DE POSITIONNEMENT
(POUR SOUDER OU COLLER LES BOÎTIERS)

COIFFES OT STRATEGY ASSORTIES POUR TECHNIQUE DE DUPLICATION

LE KIT CONTIENT

Ref. 047ACS

- 4 COIFFES JAUNES - TRÈS DOUCES
- 4 COIFFES ROSES - DOUCES
- 4 COIFFES TRANSPARENTES STANDARD



COIFFES OT STRATEGY ASSORTIES POUR BOÎTIER INOX

LE KIT CONTIENT

Ref. 045ACS

- 4 COIFFES JAUNES - TRÈS DOUCES
- 4 COIFFES ROSES - DOUCES
- 4 COIFFES TRANSPARENTES STANDARD



Ref. 044PPS

• 2 ANALOGUES OT STRATEGY Pour modèle de laboratoire

Ref. 486ICS

• 1 OUTIL D'INSERTION ET DE RETIREMENT DES COIFFES OT STRATEGY



Ref. 75AC04

• 1 CLÉ OT STRATEGY POUR PARALLÉLOMÈTRE



Ref. 081RCS

• 1 ALÉSOIRE POUR COIFFE OT STRATEGY




RECHANGES: OT BAR MULTIUSE



Ref. 022OBB	• 2 BARRES CALCINABLES OT BAR MULTIUSE
Ref. 025CPB	• 4 BOÎTIERS CALCINABLES OT BAR MULTIUSE
Ref. 023CPA	• 4 CAVALIERS DE POSITIONNEMENT A OT BAR MULTIUSE
Ref. 024CPB	• 4 CAVALIERS DE POSITIONNEMENT B OT BAR MULTIUSE
Ref. 027CRG	• 4 CAVALIERS RÉTENTIFS OT BAR MULTIUSE (MOYENNE) 1800g
Ref. 026CRR	• 4 CAVALIERS RÉTENTIFS OT BAR MULTIUSE (DOUCE) 1200g
Ref. 027CRS	• 4 CAVALIERS RÉTENTIFS OT BAR MULTIUSE (TRÈS DOUCE) 600g
Ref. 022RGO	• 3 CONNECTEURS GINGIVAUX CALCINABLES
Ref. 429IOBM	• 1 OUTIL D'INSERTION ET DE RETIREMENT DES CAVALIERS OT BAR MULTIUSE
Ref. 028OCP	• 1 CLÉ OT BAR MULTIUSE POUR PARALLÉLOMÈTRE

RECHANGES: OT VERTICAL



Ref. 072MCV	• 2 PIÈCES MÂLES CALCINABLES • 2 CLÉS AVEC ÉPINGLE
Ref. 072SCV	• 2 STEADY CALCINABLES POUR OT VERTICAL
Ref. 072CBV	• 4 CAVALIERS RÉTENTIFS BLANCS STANDARD
Ref. 072CVV	• 4 CAVALIERS RÉTENTIFS VERTS DOUCES
Ref. 472ICV	• 1 OUTIL D'INSERTION ET DE RETIREMENT DES CAVALIERS OT VERTICAL

RECHANGES: OT REVERSE 3



Ref. 120MR2	• 2 COIFFES MÂLES EN TITANE + NYLON (STANDARD)
Ref. 041CAM	• 2 BOÎTIERS INOX MICRO
Ref. 121AAR	• 2 ANALOGUES EN ACIER POUR RACINES



Ref. 121AM

• 2 OUTILS MANUELS



Ref. 121PR

• 2 POSITIONNEURS EN PLASTIQUE POUR TECHNIQUE DE DUPLICATION



Ref. 100PDR

• 2 DISQUES DE PROTECTION ROSES



Ref. 124IMR

• 1 OUTIL D'INSERTION EN MÉTAL - MÂLE OT REVERSE3



Ref. 72CBR

• 1 CLÉ OT REVERSE 3 EN ACIER
(POUR PARALLÉLOMÈTRE)



Ref. 72CFR

• 1 CLÉ OT REVERSE 3 EN LAITON
(POUR PARALLÉLOMÈTRE)

RECHANGES: OT LOCK



Ref. 882CS

• 1 CLÉ GLISSANTE EN TITAN (POUR LE VERROU EN TITANE)



Ref. 882AF

• 1 ANNEAU FLEXIBLE EN TITANE (POUR LES DEUX SYSTÈMES)



Ref. 882CB

• 1 CLÉ DE FIXATION EN TITANE (POUR LES DEUX SYSTÈMES)



Ref. 882CPT

• 1 LOGEMENT DE FIXATION EN TITANE (POUR LES DEUX SYSTÈMES)



Ref. 882PPC

• 1 ÉPINGLE EN CÉRAMIQUE (POUR LES DEUX SYSTÈMES)



Ref. 882CLSCT

• 1 CLÉ GLISSANTE EN TITANE
(seulement pour le verrou en titane réglable)



Ref. 882DCC

• 9 ANNEAUX CALCINABLES
(seulement pour le verrou en titane réglable)

KIT POUR SPHÈRES DE RÉPARATION



Ø DISPONIBLES:
1,8 - 2,2 - 2,5

Ref. 087CRS

SPHÈRE CONCAVE DE RÉPARATION

LE KIT CONTIENT:

- 2 SPHÈRES DE RÉPARATION AVEC REVÊTEMENT AU TIN
- 2 COIFFES ROSES DOUCES
- 1 OUTIL D'INSERTION
- 1 CALIBREUR



Ref. 087CRE

OT EQUATOR DE RÉPARATION

LE KIT CONTIENT:

- 2 HÉMI-SPHÈRES DE RÉPARATION OT EQUATOR AVEC REVÊTEMENT AU TIN
- 2 COIFFES ROSES DOUCES
- 1 OUTIL D'INSERTION
- 1 CALIBREUR



Ref. 089SRS

SPHÈRE SOLIDE DE RÉPARATION

LE KIT CONTIENT:

- 2 SPHÈRES SOLIDES Ø 1,8 AVEC REVÊTEMENT AU TIN
- 2 COIFFES ROSES DOUCES
- 2 DISQUES DE PROTECTION
- 1 TIGE POUR PARALLÉLISEUR

BOÎTES POUR DENTIER



Ref. 0P6

LE KIT CONTIENT:

- 6 BOÎTES DE COULEURS ASSORTIES
BLANC - BLEU - AZUR



Ref. 100AS

- 30 ANNEAUX EN SILICONE

MINI PARALLÉLOMÈTRE



Ref. 00PB

- 1 **MINI PARALLÉLOMÈTRE**
AVEC BASE POUR MODÈLE

(POUR LABORATOIRE, DÉMONSTRATIONS, ETC)

OT CEM

CIMENT COMPOSITE



Ref. OC

LE KIT CONTIENT

- 1 SERINGUE 5 ml
- 10 EMBOUTS MELANGEURS



Ref. TOC

LE KIT CONTIENT

- 10 EMBOUTS MELANGEURS

BROKEN SCREW EXTRACTOR KIT

POUR LE RETIREMENT DES VIS CASSÉES DANS L'IMPLANT

LE "**BROKEN SCREW EXTRACTOR KIT**" EST DISPONIBLE POUR LIVRAISON IMMÉDIATE POUR DES NOMBREUSES MARQUES D'IMPLANT. SUR COMMANDE IL EST POSSIBLE DE LES PERSONNALISER POUR TOUTES LES MARQUES D'IMPLANT DU MARCHÉ.



Ref. 680

LE KIT CONTIENT:

- 1 FRAISE À GRIFFE
- 1 FRAISE SPÉCIALE à coupe inverse
- 1 PORTE FRAISE MANUEL
- 1 DISPOSITIF DE CENTRAGE

Ref. 680FS

- 1 FRAISE SPÉCIALE À COUPE INVERSE

Ref. 680FA*

- 1 FRAISE À GRIFFE

*Préciser le type et le diamètre de l'implant

LE KIT DE VIS CASSÉ POURRAIT AVOIR DES PROBLÈMES D'ESPACE DANS LES SECTEURS POSTÉRIEURS CE QUI EMPÊCHERAIT SON FONCTIONNEMENT. IL EST IMPORTANT D'ÉVALUER SON UTILISATION LORSQUE CETTE CONDITION SE PRODUIT..



SERVICES DIRECTS

POUR TOUTE QUESTION TECHNIQUE EN HORAIRE DE TRAVAIL UN SERVICE DE RÉPONSES TÉLÉPHONIQUES EST ACTIF

Tel. 0039 051 244510 - 0039 051 244396 - Fax 0039 051 245238

Rhein83 internet
www.rhein83.com

Informations générales
nick@rhein83.it

Commandes étrangères
international.orders@rhein83.it

Soutien technique
direzione.tecnica@rhein83.it

Bureau de commercialisation
direzione@rhein83.it

<http://www.rhein83.com>



RHEIN83

Via ZAGO, 10/ABC
40128 - BOLOGNA (ITALY)

Tel. (+39) 051 244510 - (+39) 051 244396
Fax (+39) 051 245238

Timbre concessionnaire

