



W o r l d L e a d e r i n D e n t a l A t t a c h m e n t s

# LISTE ARTICLES

pour Prothésistes Dentaires  
et Chirurgiens Dentistes



édition 06

w w w . r h e i n 8 3 . c o m



## CALCINABLE



Ref. 092ECQ

### OT EQUATOR CALCINABLE

#### LE KIT CONTIENT

- 2 HÉMI-SPHÈRES CALCINABLES
- 2 BOÎTIERS INOX
- 4 COIFFES RÉTENTIVES ASSORTIES  
(2 ROSES DOUCE, 2 TRANSPARENTES STANDARD)

## IMPLANTS



Ref. 130

### KIT OT EQUATOR POUR IMPLANTS

#### LE KIT CONTIENT

- 1 ATTACHEMENT EN TITANE + TiN
- 1 BOÎTIER INOX
- 1 DISQUE DE PROTECTION
- 4 COIFFES RÉTENTIVES  
(1 JAUNE TRÈS DOUCES, 1 ROSE DOUCE,  
1 TRANSPARENTES STANDARD, 1 VIOLETTE RIGIDE)



Ref. 131

### KIT OT EQUATOR + SMART BOX POUR IMPLANTS

#### LE KIT CONTIENT

- 1 PILLIER EN TITANE + TiN
- 1 BOÎTIER AUTO-PARALLÉLISANT SMART BOX
- 1 DISQUE DE PROTECTION
- 4 COIFFES RÉTENTIVES  
(1 JAUNE TRÈS DOUCES, 1 ROSE DOUCE,  
1 TRANSPARENTES STANDARD, 1 VIOLETTE RIGIDE)



Ref. 030

- 1 OT EQUATOR POUR IMPLANTS

LES ATTACHEMENTS OT EQUATOR SONT DISPONIBLES POUR LES GRANDES MARQUES D'IMPLANTS. SUR COMMANDE, NOUS POUVONS LES FABRIQUER POUR TOUTES SORTES D'IMPLANTS. A CHAQUE COMMANDE, MERCI DE TOUT JOURS SPÉCIFIER: LA MARQUE DE L'IMPLANT, SON DIAMÈTRE ET SA HAUTEUR TRANSGINGIVALE. LA HAUTEUR DISPONIBLE à 7 mm.

## BARRES



Ref. 160EQB

### KIT OT EQUATOR FILETÉE AVEC MANCHON FILETÉ À COLLER

#### LE KIT CONTIENT

- 2 OT EQUATOR FILETÉES avec manchon en titane à coller (filetage 1.6 mm)
- 2 MANCHON EN TITANE FILETÉS (filetage 1.6 mm)
- 2 BOÎTIERS EN ACIER POUR COIFFES
- 2 ESPACEURS (pour manchon en titane à coller)
- 8 COIFFES RÉTENTIVES  
(2 JAUNES TRÈS DOUCES, 2 ROSES DOUCES, 2 TRANSPARENTES  
STANDARD, 2 NOIRES POUR LABORATOIRE)

## ELASTIC SEEGER CONNEXION POUR BARRES PASSIVES



Ref. 158ESA

### KIT ELASTIC SEEGER

#### LE KIT CONTIENT

- 1 CYLINDRE CALCINABLE POUR SEEGER
- 1 SEEGER AUTO-EXTRACTIBLE OT EQUATOR
- 1 VIS EN TITANE POUR SEEGER AUTO-EXTRACTIBLE

## KIT COIFFES



Ref. 192ECE

### KIT ASSORTI DE COIFFES

#### LE KIT CONTIENT

- 1 BOÎTIER EN ACIER POUR COIFFES
- 1 COIFFE NOIRE pour laboratoire
- 4 COIFFES RÉTENTIVES (1 JAUNE TRÈS DOUCES, 1 ROSE DOUCES,  
1 TRANSPARENTES STANDARD, 1 VIOLETTE RIGIDE)
- 1 DISQUE DE PROTECTION

## KIT SMART BOX BOÎTIER AUTO-PARALLÉLISANT POUR OT EQUATOR
















Ref. 335SBC

### KIT SMART BOX





#### LE KIT CONTIENT

- 1 BOÎTIER SMART BOX AVEC COIFFE NOIRE DE POSITIONNEMENT
- 1 DISQUE DE PROTECTION ROSE
- 4 COIFFES RÉTENTIVES ASSORTIES  
(1 JAUNE TRÈS DOUCES, 1 ROSE DOUCES, 1 TRANSPARENTES STANDARD, 1 VIOLETTE RIGIDE)

## RECHANGES

	<b>Ref. 151SS</b>	• 2 HÉMI-SPHÈRES CALCINABLES OT EQUATOR
	<b>Ref. 140CEV</b>	• 4 COIFFES RÉTENTIVES - violettes (rigide 2,7kg)
	<b>Ref. 140CET</b>	• 4 COIFFES RÉTENTIVES - transparentes (standard 1,8 kg)
	<b>Ref. 140CER</b>	• 4 COIFFES RÉTENTIVES - roses (douces 1,2 kg)
	<b>Ref. 140CEG</b>	• 4 COIFFES RÉTENTIVES - jaune (très douces 0,6 kg)
	<b>Ref. 140CEN</b>	• 4 COIFFES NOIRES (SEULEMENT POUR LE LABORATOIRE)
	<b>Ref. 141CAE</b>	• 2 BOÎTIERS INOX
	<b>Ref. 141CTE</b>	• 2 BOÎTIERS ANODISÉS FUCHSIA
	<b>Ref. 330SBE</b>	• 1 BOÎTIER SMART BOX AVEC COIFFES NOIRE
	<b>Ref. 335CSB</b>	• 4 COIFFES NOIRES SMART BOX (SEULEMENT POUR LE POSITIONNEMENT)
	<b>Ref. 039SFE2</b>	• 1 EQUATOR FILETÉ 2mm (FILETAGE STANDARD)
	<b>Ref. 339SFE</b>	• 1 EQUATOR FILETÉ 1.6mm (POUR MANCHON EN TITANE À COLLER)
	<b>Ref. 239GSF</b>	• 1 MANCHON EN TITANE FILETÉ 1 GAINE EN TITANE FILETÉ (FILETAGE 1.6mm)
	<b>Ref. 339SSE</b>	• 1 ESPACEUR POUR MANCHON OT EQUATOR
	<b>Ref. 158VAE</b>	• 1 VIS EN TITANE POUR SEEGER AUTO-EXTRACTIBLE
	<b>Ref. 158SAE</b>	• 1 SEEGER AUTO-EXTRACTIBLE
	<b>Ref. 158CCE</b>	• 1 CYLINDRE h 2,5mm (POUR SEEGER)
	<b>Ref. 158CAE</b>	• 1 CYLINDRE h 3,5mm (POUR SEEGER)

## ACCESSOIRES

	<b>Ref. 144TTE</b>	• 1 TRANSFERT OT EQUATOR EN TITANE + VIS EN TITANE
	<b>Ref. 144MTE</b>	• 2 TRANSFERTS OT EQUATOR POUR PORTE EMPREINTE INDIVIDUEL
	<b>Ref. 044CAIN</b>	• 2 TRANSFERTS OT EQUATOR - OT CAP NORMO AVEC COIFFE À CHANGER POUR PORTE-EMPREINTE EN ACIER
	<b>Ref. 144AE</b>	• 2 HOMOLOGUES POUR LABORATOIRE

## OUTILS

	<b>Ref. 74AC01</b>	• 1 TIGE OT CAP NORMO/OT EQUATOR POUR PARALLÉLOMÈTRE
	<b>Ref. 774CHE</b>	• 1 CLÉ CARRÉE + DOUILLE POUR VISSER OT EQUATOR (CARRÉ 1,25MM) (COMPATIBLE AVEC CLÉ DINAMOMÉTRIQUE)
	<b>Ref. 774HC</b>	• 1 DOUILLE INTERCHANGEABLE
	<b>Ref. 760CE</b>	• 1 COMPATIBLE AVEC LA DOUILLE INTERCHANGEABLE
	<b>Ref. 485IC</b>	• 1 OUTIL D'INSERTION ET DE RETIREMENT DES COIFFES OT EQUATOR - NORMO - MICRO (DANS LES BOÎTIERS METALLIQUES)
	<b>Ref. 185SIS</b>	• 1 TIGE POUR L'INSERTION DU SEEGER
	<b>Ref. 491EC</b>	• 1 OUTIL DE RETIREMENT DES COIFFES (COMPATIBLE AVEC LES TIGES D'INSERTION)
	<b>Ref. 760CRD</b>	• 1 CLÉ DINAMOMÉTRIQUE POUR OT EQUATOR ET SPHERO BLOCK/FLEX: TORQUE DE 15 À 35 NCM - MAX 50NCM; PRÉCONISÉ 25NCM

## OT UNILATERAL

ATTACHEMENT À RÉTENTION COMBINÉE POUR PROTHÈSE MONOLATÉRALE



Ref. 098UNL

### OT UNILATERAL + CONNECTEURS

#### LE KIT CONTIENT

- 1 ATTACHEMENT CALCINABLE UNILATERAL
- 1 UNI-BOX CALCINABLE
- 1 POSITIONNEUR EN PLASTIQUE MICRO
- 1 COIFFE ROSE MICRO
- 1 COIFFE JAUNE OT STRATEGY (pour technique de duplication)
- 1 COIFFE NOIRE MICRO (pour le laboratoire)
- 1 COIFFE OT STRATEGY NOIRE (pour le laboratoire)
- 1 CONNECTEUR



Ref. 156BCU

- 1 ATTACHEMENT CALCINABLE UNILATERAL



Ref. 156CCU

- 1 UNI-BOX CALCINABLE

## OT CAP TECNO



NORMO

Ref. 093CTN

### OT CAP TECNO NORMO/MICRO

#### LE KIT CONTIENT

- 2 BARRES CALCINABLES ANGULÉES
- 2 SPHÈRES FILETÉES EN TITANE + TiN
- 2 MANCHONS FILETÉS À COLLER
- 2 COIFFES TRANSPARENTES NORMO/MICRO
- 2 COIFFES ROSES NORMO/MICRO
- 2 COIFFES JAUNES NORMO/MICRO



MICRO

Ref. 093CTM



Ref. 193BCA

- 2 BARRES CALCINABLES ANGULÉES

## SPHÈRES INTERCHANGEABLES FILETÉES

AVEC MANCHON TIGE FILETÉE À COLLER NORMO - MICRO



Ref. 139KSFN

### KIT SPHÈRE FILETÉE NORMO + TiN À COLLER

#### LE KIT CONTIENT

- 2 SPHÈRES FILETÉES EN TITANE (HEX 1.3mm FILETAGE DE 1.6mm)
- 2 MANCHONS FILETÉS À COLLER EN TITANE
- 2 ESPACEURS EN ACIER POUR LE MANCHON EN TITANE (sphère Normo)



Ref. 139KSFM

### KIT SPHÈRE FILETÉE MICRO + TiN À COLLER

#### LE KIT CONTIENT

- 2 SPHÈRES FILETÉES EN TITANE (HEX 0.9mm FILETAGE DE 1.6mm)
- 2 MANCHONS FILETÉS À COLLER EN TITANE
- 2 ESPACEURS EN ACIER POUR LE MANCHON EN TITANE (sphère Micro)

## RECHANGES



Ref. 239SFN

- 1 SPHÈRE FILETÉE EN TITANE NORMO+ TiN  
HEX 1.3mm FILET 1.6mm

Ref. 239SFM

- 1 SPHÈRE FILETÉE EN TITANE MICRO + TiN  
HEX 0.9mm FILET 1.6mm

Ref. 239GSF

- 1 MANCHON FILETÉ EN TITANE À COLLER  
Pour Ot Equator, Normo et Micro - filetage 1.6mm



Ref. 239SSN

- 1 ESPACEUR POUR MANCHON FILETÉ EN TITANE AVEC SPHÈRE NORMO



Ref. 239SSM

- 1 ESPACEUR POUR MANCHON FILETÉ EN TITANE AVEC SPHÈRE TAILLE MICRO



Ref. 039SFN2

- 1 SPHÈRE FILETÉE TAILLE NORMO + TiN HEX 1.3mm FILETAGE 2.0mm



Ref. 039FM2

- 1 SPHÈRE FILETÉE TAILLE MICRO + TiN HEX 0.9mm FILETAGE 2.0mm



Ref. 760CBR

- 1 TOURNEVIS HEXAGONAL POUR SPHÈRE FILETÉE NORMO - HEX 1.3 mm



Ref. 772CSF

- 1 TOURNEVIS HEXAGONAL POUR SPHÈRE FILETÉE MICRO HEX 0.9mm

## OT CAP

TRANSFERT POUR EMPREINTE



Ref. 044CAIN

- 2 TRANSFERTS EN MÉTAL OT EQUATOR - OT CAP NORMO Ø 2.5mm pour porte-empreinte en acier



Ref. 044CAI22

- 2 TRANSFERTS EN MÉTAL POUR SPHÈRES DE Ø2.2mm en métal pour empreinte avec coiffe



Ref. 044CAIM

- 2 TRANSFERTS OT CAP MICRO EN MÉTAL Ø1.8mm pour porte-empreinte en acier

## ATTACHEMENTS OT CAP & OT BOX - OT STRATEGY- OT BAR - OT VERTICAL

KIT DE PROMOTION COMPLET POUR LE LABORATOIRE



Ref. 005SKLUS

### LE KIT CONTIENT:

#### OT CAP - OT BOX SYSTEM:

- 16 PIVOTS CALCINABLES ASSORTIS NORMO - MICRO
- 4 SPHÈRES CALCINABLES NORMO - MICRO
- 2 SPHÈRES EN TIT. NORMO - MICRO
- 4 BARRES OT CAP CALCINABLES NORMO - MICRO
- 2 BARRES TECNO CALCINABLES NORMO - MICRO
- 4 BARRES OT BOX CALCINABLES CLASSIC (supérieures + inférieures) NORMO - MICRO
- 2 BARRES OT BOX SPECIAL CALCINABLES NORMO - MICRO
- 6 CONNECTEURS OT BOX CALCINABLES
- 4 BOÎTIERS OT BOX MONO CALCINABLES NORMO - MICRO
- 4 ANNEAUX POSITIONNEURS NORMO - MICRO
- 16 COIFFES OT CAP NORMO - MICRO
  - TRANSPARENT standard - ROSE douce - JAUNE très douce - VERTE très élastique
- 4 COIFFES TITAN CAP NORMO - MICRO
- 4 COIFFES NOIRES (pour le laboratoire) NORMO - MICRO
- 8 BOÎTIERS INOX NORMO - MICRO pour résine / pour souder
- 4 HOMOLOGUES POUR MODÈLE EN PLÂTRE NORMO - MICRO
- 4 ESPACEURS ALUMINIUM POUR OT CAP NORMO - MICRO
- 4 DISQUES DE PROTECTION

#### OT STRATEGY:

- 4 PIÈCES MÂLES OT STRATEGY (STANDARD 2 LONGUES)
- 2 STEADY OT STRATEGY CALCINABLES
- 6 COIFFES OT STRATEGY POUR BOÎTIER INOX
  - TRANSPARENT standard - ROSE douce - JAUNE très douce
- 2 COIFFES OT STRATEGY NOIRES POUR BOÎTIER INOX (pour le laboratoire)
- 2 BOÎTIERS INOX OT STRATEGY
- 2 COIFFES DE POSITIONNEMENT OT STRATEGY
- 6 COIFFES OT STRATEGY POUR TECHNIQUE DE DUPLICATION
  - TRANSPARENT standard - ROSE douce - JAUNE très douce
- 2 COIFFES OT STRATEGY NOIRES POUR TECHNIQUE DE DUPLICATION (pour le laboratoire)
- 2 HOMOLOGUES POUR MODÈLE EN PLÂTRE OT STRATEGY

#### OT BAR MULTIUSE:

- 2 BARRES CALCINABLES OT BAR MULTIUSE
- 1 CAVALIER OT BAR MULTIUSE
- 2 CAVALIERS DE POSITIONNEMENT A
- 2 CAVALIERS DE POSITIONNEMENT B
- 4 BOÎTIERS CALCINABLES OT BAR MULTIUSE
- 4 CAVALIERS OT BAR MULTIUSE
  - ROSE douce - JAUNE très douce

#### OT VERTICAL:

- 2 PIÈCES MÂLES
- 2 STEADY OT VERTICAL CALCINABLES
- 4 CAVALIERS OT VERTICAL - BLANC standard - VERT douce
- 2 CLÉS CALCINABLES AVEC ÉPINGLE

#### OUTILS:

- 1 PINCETTE
- 2 ALÉSOIRES POUR RÉGLER LA RÉTENTION DES COIFFES OT CAP NORMO - MICRO
- 1 ALÉSOIRE POUR RÉGLER LA RÉTENTION DES COIFFES OT STRATEGY
- 2 CLÉS OT CAP TAILLE NORMO - MICRO POUR PARALLÉLOMÈTRE
- 1 CLÉ OT STRATEGY POUR PARALLÉLOMÈTRE
- 2 CLÉS OT TECNO POUR PARALLÉLOMÈTRE
- 1 CLÉ OT BAR MULTIUSE POUR PARALLÉLOMÈTRE
- 1 MANCHE BLEU PORTE - TIGES
- 1 TIGE D'INSERTION POUR OT EQUATOR - OT CAP NORMO - MICRO
- 1 TIGE D'INSERTION POUR OT STRATEGY
- 1 TIGE D'INSERTION POUR OT BAR MULTIUSE
- 1 TIGE D'INSERTION POUR OT VERTICAL



# ATTACHEMENTS OT CAP & OT BOX - OT STRATEGY - OT BAR OT VERTICAL - OT UNILATERAL - OT EQUATOR

KIT DE PROMOTION "BASIC" POUR LE LABORATOIRE



Ref. 005SKLBUS

## LE KIT CONTIENT

### OT CAP - OT BOX SYSTEM:

- 16 PIVOTS CALCINABLES ASSORTIS NORMO - MICRO
- 4 SPHÈRES CALCINABLES NORMO - MICRO
- 2 BARRES OT CAP CALCINABLES NORMO - MICRO
- 2 BARRES OT BOX CALCINABLES CLASSIC (supérieures + inférieures) NORMO - MICRO
- 2 BARRES OT BOX SPECIAL CALCINABLES NORMO - MICRO
- 6 CONNECTEURS OT BOX CALCINABLES
- 4 BOÎTIERS OT BOX MONO CALCINABLES NORMO - MICRO
- 8 ANNEAUX DE POSITION NORMO - MICRO
- 28 GAINES OT-CAP NORMO - MICRO
- TRANSPARENTE standard - ROSE douce - JAUNE très douce - VERTE très élastique
- 8 COIFFES NOIRES pour le laboratoire NORMO - MICRO
- 4 BOÎTIERS INOX NORMO - MICRO

### OT STRATEGY:

- 4 MÂLES SPHÉRIQUES OT STRATEGY (2 standard 2 longs)
- 2 STEADY OT STRATEGY CALCINABLES
- 6 COIFFES OT STRATEGY POUR BOÎTIER INOX:  
TRANSPARENTE standard - ROSE douce - JAUNE très douce - VERTE très élastique
- 2 BOÎTIERS INOX OT STRATEGY
- 2 ANNEAUX DE POSITION OT STRATEGY
- 6 COIFFES OT STRATEGY POUR TECHNIQUE DE DUPLICATION:  
TRANSPARENTE standard - ROSE douce - JAUNE très douce - VERTE très élastique
- 4 COIFFES NOIRES pour le laboratoire (pour technique de duplication)

### OT EQUATOR:

- 2 HÉMI-SPHÈRES CALCINABLES
- 2 BOÎTIERS INOX POUR COIFFES
- 4 COIFFES RÉTENTIVES (2 douces, 2 standard)
- 2 COIFFES NOIRES pour le laboratoire

### OT UNILATERAL:

- 1 ATTACHEMENT CALCINABLE AVEC SPHÈRES COMBINÉES
- 1 UNI-BOX CALCINABLE
- 1 ANNEAU DE POSITION MICRO
- 2 COIFFES OT CAP MICRO: 1 rose - 1 noire pour le laboratoire
- 2 GAINES OT OT STRATEGY (pour technique de duplication): 1 jaune - 1 noire (lab)
- 1 CONNECTEUR

### OT BAR MULTIUSE:

- 1 BARRE CALCINABLE
- 1 CONNECTEUR GINCIVAL
- 4 CAVALIERS DE POSITION (A - B)
- 2 BOX CALCINABLES
- 4 CAVALIERS - 2 ROSES- douce - 2 JAUNES très douce


### OT VERTICAL:

- 2 MÂLES CALCINABLES
- 2 STEADY
- 4 CAVALIERS - 2 BLANCS- standard - 2 VERTS très élastique
- 2 CLÉS AVEC ÉPINE CALCINABLES POUR PARALLÉLOMÈTRE

### OUTILS

- 1 PINCETTE
- 2 CLÉS OT EQUATOR, OT CAP NORMO - MICRO POUR PARALLÉLOMÈTRE
- 1 CLÉ OT STRATEGY POUR PARALLÉLOMÈTRE
- 1 CLÉ OT BAR MULTIUSE POUR PARALLÉLOMÈTRE
- 1 MANCHE BLEU PORTE - TIGES
- 1 TIGE D'INSERTION OT CAP NORMO - MICRO
- 1 TIGE D'INSERTION OT STRATEGY
- 1 TIGE D'INSERTION OT BAR MULTIUSE
- 1 TIGE D'INSERTION OT VERTICAL

## ATTACHEMENTS SYSTÈME OT CAP



Ref. 038STF  
TAILLE NORMO

### SPHÈRE FLEX EN TITANE + TiN NORMO

#### POUR SOUDURE LASER ET À COLLER

##### LE KIT CONTIENT

- 2 SPHÈRES EN TITANE
- 2 COIFFES ROSES - DOUCE
- 1 OUTIL DE POSITIONNEMENT DES SPHÈRES
- 2 BASES CALCINABLES



Ref. 038STN  
TAILLE NORMO

### SPHÈRE NORMO EN TITANE + TiN

#### POUR SOUDURE LASER ET À COLLER

##### LE KIT CONTIENT

- 2 SPHÈRES EN TITANE
- 2 COIFFES ROSES - DOUCE
- 1 OUTIL DE POSITIONNEMENT DES SPHÈRES
- 2 BASES CALCINABLES



Ref. 038STM  
TAILLE MICRO

### SPHÈRE MICRO EN TITANE + TiN

#### POUR SOUDURE LASER ET À COLLER

##### LE KIT CONTIENT

- 2 SPHÈRES EN TITANE
- 2 COIFFES ROSES - DOUCE
- 1 OUTIL DE POSITIONNEMENT DES SPHÈRES
- 2 BASES CALCINABLES



Ref. 092CAN

### OT CAP NORMO

#### LE KIT CONTIENT

- 4 SPHÈRES CALCINABLES
- 4 COIFFES RÉTENTIVES ROSES
- 4 BOÎTIERS INOX
- 4 ANNEAUX DE POSITIONNEMENT EN PLASTIQUE



Ref. 092CAM

### OT CAP MICRO

#### LE KIT CONTIENT

- 4 SPHÈRES CALCINABLES
- 4 COIFFES RÉTENTIVES ROSES
- 4 BOÎTIERS INOX
- 4 ANNEAUX DE POSITIONNEMENT EN PLASTIQUE



Ref. 196BCN

### OT CAP NORMALE "ECONOMIQUE"

#### LE KIT CONTIENT

- 2 BARRES CALCINABLES (1 DROITE - 1 ANGULÉE)
- 4 COIFFES TRANSPARENTES RÉTENTIVES
- 4 BOÎTIERS CALCINABLES OT BOX
- 4 ANNEAUX DE POSITIONNEMENT EN PLASTIQUE



Ref. 197BCM

### OT CAP MICRO "ECONOMIQUE"

#### LE KIT CONTIENT

- 1 BARRE CALCINABLE DROITE
- 1 BARRE CALCINABLE ANGULÉE
- 4 COIFFES RÉTENTIVES TRANSPARENTES (RÉTENTION STANDARD)



Ref. 099BSN

### OT CAP & OT BOX Mono NORMO

*COIFFES ET BOÎTIERS CALCINABLES POUR SQUÉLETTIQUE*

#### LE KIT CONTIENT

- 2 BARRES CALCINABLES (1 DROITE - 1 ANGULÉE)
- 4 COIFFES TRANSPARENTES RÉTENTIVES
- 4 BOÎTIERS CALCINABLES OT BOX
- 4 ANNEAUX DE POSITIONNEMENT EN PLASTIQUE



Ref. 099BSM

### OT CAP & OT BOX Mono MICRO

*COIFFES ET BOÎTIERS CALCINABLES POUR SQUÉLETTIQUE*

#### LE KIT CONTIENT

- 2 BARRES CALCINABLES (1 DROITE - 1 ANGULÉE)
- 4 COIFFES TRANSPARENTES RÉTENTIVES
- 4 BOÎTIERS CALCINABLES OT BOX
- 4 ANNEAUX DE POSITIONNEMENT EN PLASTIQUE



Ref. 058BSN

### OT BOX SPECIAL NORMO + CONNECTEURS

#### LE KIT CONTIENT

- 2 BARRES DE BOÎTIERS CALCINABLES
- 4 ANNEAUX DE POSITIONNEMENT EN PLASTIQUE
- 4 CONNECTEURS



Ref. 058BSM

### OT BOX SPECIAL MICRO + CONNECTEURS

#### LE KIT CONTIENT

- 2 BARRES DE BOÎTIERS CALCINABLES
- 4 ANNEAUX DE POSITIONNEMENT EN PLASTIQUE
- 4 CONNECTEURS



Ref. 153BCN

### OT BOX CLASSIC NORMALE + CONNECTEURS

#### LE KIT CONTIENT

- 2 CÔTÉS SUPÉRIEURS DU BOX
- 2 CÔTÉS INFÉRIEURS DU BOX
- 4 ANNEAUX DE POSITIONNEMENT EN PLASTIQUE
- 4 CONNECTEURS



Ref. 153BCM

### OT BOX CLASSIC MICRO + CONNECTEURS

#### LE KIT CONTIENT

- 2 CÔTÉS SUPÉRIEURS DU BOX
- 2 CÔTÉS INFÉRIEURS DU BOX
- 4 ANNEAUX DE POSITIONNEMENT EN PLASTIQUE
- 4 CONNECTEURS

# OT BOX LARGE

BOÎTIERS SURDIMENSIONNÉS POUR LE FIXAGE DE COIFFES RÉTENTIVES DANS LA BOUCHE



Ref. 253BLN

## OT BOX LARGE NORMO + CONNECTEURS

### LE KIT CONTIENT

- 2 BARRES OT BOX LARGE
- 4 ANNEAUX DE POSITIONNEMENT EN PLASTIQUE
- 4 CONNECTEURS



Ref. 253BLM

## OT BOX LARGE MICRO + CONNECTEURS

### LE KIT CONTIENT

- 2 BARRES OT BOX LARGE
- 4 ANNEAUX DE POSITIONNEMENT EN PLASTIQUE
- 4 CONNECTEURS

# ATTACHEMENTS OT STRATEGY



Ref. 098SSS

## OT STRATEGY

### GAINES POUR TECHNIQUE DE DUPLICATION

#### LE KIT CONTIENT

- 4 MÂLES SPHÉRIQUES OT STRATEGY (2 STANDARD, 2 LONGS)
- 2 ÉXTENSIONS STEADY CALCINABLES
- 4 COIFFES RÉTENTIVES POUR DUPLICATION



Ref. 098CAL

## OT STRATEGY

### COIFFES POUR BOÎTIER INOX

#### LE KIT CONTIENT

- 4 MÂLES SPHÉRIQUES OT STRATEGY (2 STANDARD, 2 LONGS)
- 4 COIFFES RÉTENTIVES POUR BOÎTIER INOX
- 4 BOÎTIERS INOX
- 2 COIFFES DE POSITIONNEMENT EN PLASTIQUE
- 2 ÉXTENSIONS STEADY CALCINABLES

# ATTACHEMENTS OT BAR MULTIUSE



Ref. 021OBM

## OT BAR MULTIUSE + CONNECTEURS

### LE KIT CONTIENT

- 2 BARRES CALCINABLES
- 4 CAVALIERS DE POSITION A
- 4 CAVALIERS DE POSITION B
- 4 BOÎTIERS CALCINABLES
- 4 CAVALIERS RÉTENTIFS ROSES
- 4 CAVALIERS RÉTENTIFS JAUNES
- 2 CONNECTEURS
- 1 CONNECTEUR GINGIVAL

# ATTACHEMENTS OT VERTICAL



Ref. 071OBV

## OT VERTICAL

### LE KIT CONTIENT

- 2 ÉXTENSIONS STEADY CALCINABLES
- 4 CAVALIERS RÉTENTIFS BLANCS
- 2 CAVALIERS RÉTENTIFS VERTS
- 4 CLÉS CALCINABLES AVEC ÉPINGLE
- 4 MÂLES CALCINABLES



# ATTACHEMENTS POUR OVERDENTURE

## S.P.L. PIVOTS - COPING COVER KIT PROMOTION POUR LE CABINET DENTAIRE



Ref. 011SPL

### LE KIT CONTIENT

- 24 PIVOTS CALCINABLES ASSORTIS MICRO
- 40 PIVOTS CALCINABLES ASSORTIS NORMO
- 12 PIVOTS TITANE MICRO
- 12 PIVOTS TITANE NORMO
- 16 GAINES NORMO (TRANSPARENTES STANDARD - ROSE DOUCE)
- 16 GAINES MICRO (TRANSPARENTES STANDARD - ROSE DOUCE)
- 20 DISQUES DE PROTECTION
- 2 ALÉSOIR POUR RÉGLER LA RÉTENTION DES COIFFES OT CAP NORMO ET MICRO
- 1 MANCHE BLEU PORTE - TIGES
- 1 TIGE D'INSERTION OT EQUATOR - OT CAP NORMO ET MICRO
- 4 BOÎTIERS NORMO INOX
- 4 BOÎTIERS MICRO INOX
- 12 ANNEAUX DIRECTIONNELS (0° - 7° - 14°)
- 1 PINCETTE



Disponible en longueurs:  
10 - 9 - 7mm

Ref. 333PEK7

Ref. 333PEK9

Ref. 333PEK10

## KIT PIVOT OT EQUATOR AVEC REVÊTEMENT AU TiN PIVOT EN TITANE AVEC TÊTE À PROFIL COURT

### LE KIT CONTIENT

- 2 PIVOTS OT EQUATOR h 7-9-10mm (de la même taille choisie)
- 2 BOÎTIERS EN TITANE ANODIZÉS FUCHSIA
- 2 COIFFES JAUNES TRÈS DOUCES
- 2 COIFFES ROSES DOUCES
- 2 COIFFES TRANSPARENTES STANDARD
- 2 DISQUES DE PROTECTION



Disponible en longueurs:  
10 - 9 - 7mm

Ref. 336PTE7


Ref. 336PTE9

Ref. 336PTE10

## PIVOT OT EQUATOR AVEC REVÊTEMENT AU TiN PIVOT EN TITANE AVEC TÊTE À PROFIL COURT

### LE KIT CONTIENT

- 1 PIVOTS OT EQUATOR h 7-9-10mm (de la même taille choisie)



Ref. 033PSF

## PIVOT FLEX AVEC REVÊTEMENT AU TiN PIVOT EN TITANE AVEC TÊTE PIVOTANTE NORMO Ø2,5mm POUR OVERDENTURE - 3 HAUTEURS DISPONIBLES

### LE KIT CONTIENT

- 1 PIVOT TITANE AVEC TÊTE PIVOTANTE
- 2 BOÎTIERS INOX
- 2 COIFFES ROSES DOUCES
- 2 COIFFES TRANSPARENTES STANDARD
- 2 DISQUES DE PROTECTION
- 3 ANNEAUX DIRECTIONNELS

Ref. 036PTN7

Ref. 036PTN9

Ref. 036PTN10

## KIT DE PIVOTS TITANE NORMO

### LE KIT CONTIENT

- 5 PIVOTS TITANE Sphère ø2,5mm

Ref. 036PTM7

Ref. 036PTM9

Ref. 036PTM10

## KIT DE PIVOTS TITANE MICRO

### LE KIT CONTIENT

- 5 PIVOTS TITANE Sphère ø1,8mm

sphère Normo ø 2,5  
sphère Micro ø1,8  
disponibles en 3 tailles:



TAILLE  
STANDARD

Ø partie conique:  
2,2 2 1,8 1,7 1,4mm



Tailles disponibles:  
14 - 12 - 10 - 9 - 7mm

Ref. 010PSP

## OT REVERSE 3 EN TITANE MICRO AVEC REVÊTEMENT TiN

### LE KIT CONTIENT

- 2 PIVOTS OT REVERSE3 EN TITANE + TiN
- 2 MÂLES RÉTENTIFS EN TITANE+ NYLON
- 2 OUTILS EN PLASTIQUE
- 2 BOÎTIERS INOX
- 2 DISQUES DE PROTECTION ROSES

Tailles disponibles:  
10 - 9 - 7mm

Ref. 012PSM

## PIVOT EN PLASTIQUE POUR EMPREINTE

### LE KIT CONTIENT

- 20 PIVOTS EN PLASTIQUE CALCINABLE NORMO

## PIVOT EN PLASTIQUE POUR EMPREINTE

### CONFEZIONE CONTENENTE

- 20 PERNI CALCINABILI MICRO

Ref. A01MOG

## FÔRET MOOSER POUR RACINES (POUR PIVOTS OT CAP mm 7-9-10)

Ref. A03MOB

## FÔRET MOOSER POUR RACINES (POUR PIVOTS OT CAP mm 12-14)

Ref. 121FD

## FÔRET DIAMANTÉE POUR RACINES (POUR PIVOTS OT REVERSE 3)

### SPHERO FLEX AVEC REVÊTEMENT TiN



Ref. 109

#### LE KIT CONTIENT:

- 1 ATTACHEMENT TITANE AVEC SPHÈRE MOBILE (SPHÈRE Ø 2,5mm)
- 3 COIFFES (jaune - rose - transparentes)
- 1 BOÎTIER INOX
- 1 DISQUE DE PROTECTION
- 3 ANNEAUX DIRECTIONNELS

### SPHERO BLOCK NORMO AVEC REVÊTEMENT TiN



Ref. 002

#### LE KIT CONTIENT:

- 1 ATTACHEMENT TITANE (SPHÈRE Ø 2,5mm)
- 3 GAINES (jaune - rose - transparentes)
- 1 BOÎTIER INOX
- 1 DISQUE DE PROTECTION
- 3 ANNEAUX DIRECTIONNELS

### SPHERO BLOCK MICRO AVEC REVÊTEMENT TiN




Ref. 003

#### LE KIT CONTIENT:

- 1 ATTACHEMENT TITANE (SPHÈRE Ø 1,8mm)
- 3 GAINES (jaune - rose - transparentes)
- 1 BOÎTIER INOX
- 1 DISQUE DE PROTECTION
- 3 ANNEAUX DIRECTIONNELS

LES ATTACHEMENTS SPHERO FLEX, SPHERO BLOCK, OT REVERSE 3, OT EQUATOR SONT DISPONIBLES POUR LES PRINCIPALES MAISONS D'IMPLANT. SUR COMMANDE NOUS POUVONS LES FABRIQUER POUR TOUTES LES AUTRES MAISONS D'IMPLANT. A CHAQUE COMMANDE, VEUILLEZ SPÉCIFIER: LA MAISON D'IMPLANT, SON DIAMÈTRE ET SA HAUTEUR TRANSGINGIVALE ET LE TYPE DE RÉTENTION CHOISIE. HAUTEURES DISPONIBLES JUSQU'À 7 mm.



## OUTILS AUXILLIARES SPHERO FLEX - BLOCK



Ref. 771CEF

CLÉ POUR SPHERO FLEX ET SPHERO BLOCK  
(Normo e Micro) HEX 2,3mm



Ref. 760CBM

RACCORD POUR PIÈCE-À-MAIN  
HEX1,3mm



Ref. 760CRD

#### CLÉ DINAMOMÉTRIQUE REVERSIBLE

Pour le vissage des Sphero Block- Flex et Ot Equator  
Valeur de 15 à 35Ncm- Max 50Ncm, préconisée 25Ncm

## SYSTÈME UNIVERSEL ANTI-DÉVISSAGE AVEC "VIS STOP"

DISPONIBLE POUR LES ATTACHEMENTS SPHERO FLEX-BLOCK-OT REVERSE 3 - OT EQUATOR ET VIS.  
Le système "vis stop" est fait sur demande sur toutes les vis de diamètre supérieur à 1,8mm


Ref. TE

Prix supplémentaire pour  
appliquer le "vis stop"

MATERIAU ÉLASTIQUE



## ANNEAUX DIRECTIONNELS POUR SPHERO FLEX ET BLOCK



Ref. 100AD

### ANNEAUX DIRECTIONNELS POUR SPHERO FLEX ET BLOCK

#### LE KIT CONTIENT:

- 3 ANNEAUX DIRECTIONNELS AVEC INCLINAISSONS DE 0° - 7° - 14°



Ref. 044ABN

### KIT HOMOLOGUE SPHERO FLEX - BLOCK NORMO

#### LE KIT CONTIENT:

- 1 HOMOLOGUE SPHERO FLEX - BLOCK NORMO
- 1 COIFFE NOIRE NORMO (POUR LE LABORATOIRE)
- 3 ANNEAUX DIRECTIONNELS 0° - 7° - 14°



Ref. 044ABM

### KIT HOMOLOGUE SPHERO BLOCK MICRO

#### LE KIT CONTIENT:

- 1 HOMOLOGUE SPHERO BLOCK MICRO
- 1 COIFFE NOIRE MICRO (POUR LE LABORATOIRE)
- 3 ANNEAUX DIRECTIONNELS 0° - 7° - 14°

## PRODUITS PARTICULIERS POUR IMPLANTOLOGIE


JAUGE DE HAUTEUR GINGIVALE OUTIL GRADUÉ POUR  
MESUREUR LE BORD DE CICATRISATION GINGIVAL POUR  
CHOISIR L'ATTACHEMENT CORRECTE.  
POUR TOUTES MAISONS D'IMPLANT



Ref. 008MBG

#### LE KIT CONTIENT:

- 1 JAUGE À COULISSE
- 1 JAUGE À TIGE FIXE
- 1 DISTRIBUTEUR D'ANNEAUX EN SILICONE
- 20 ANNEAUX EN SILICONE



## OT LOCK ATTACHEMENT VERROU



Ref. 880CLT

### OT LOCK KIT TITANE

#### LE KIT CONTIENT:

- 1 VERROU COMPLET
- 1 POSITIONNEUR EN LAITON
- 1 ÉPINGLE EN CÉRAMIQUE



Ref. 880CLR

### KIT OT LOCK EN TITANTE RÉGLABLE

#### LE KIT CONTIENT:

- 1 VERROU COMPLET
- 1 POSITIONNEUR LONG EN LAITON
- 1 ÉPINGLE EN CÉRAMIQUE
- 9 ANNEAUX ESPACEURS CALCINABLES

## RECHANGES OT LOCK



Ref. 882CG

- 1 GUIDE CONIQUE



Ref. 882CAS

- 1 CLÉ POUR OUVRIR

# RECHANGES: SYSTÈME OT CAP NORMO Ø 2,5mm



**Ref. 055SCN**

• 4 SPHÈRES CALCINABLES NORMO

**Ref. 151BAN**

• 2 BARRES ANGULÉES CALCINABLES NORMO

**Ref. 150BPN**

• 2 BARRES DROITES CALCINABLES NORMO



**Ref. 192ACN**

## KIT ASSORTIS DE COIFFES RÉTENTIVES OT CAP NORMO

### LE KIT CONTIENT

- 1 BOÎTIER EN INOX POUR GAINES
- 1 COIFFE NOIRE POUR LABORATOIRE
- 4 COIFFES RÉTENTIVES (1 VERTE, 1 JAUNE, 1 ROSE, 1 TRANSPARENTE)
- 1 DISQUE DE PROTECTION



**Ref. 048CAN**

• 6 COIFFES ARGENT NORMO EXTRA RÉSILIENTES  
(ÉLASTIQUES ET GOMMEUSES) - 350g



**Ref. 048CON**

• 6 COIFFES OR NORMO EXTRA RÉSILIENTES  
(LÉGÈREMENT ÉLASTIQUE) - 500g



**Ref. 049PCN**

• 6 COIFFES VERTES NORMO  
(TRÈS ÉLASTIQUES) - 350g



**Ref. 060CRN AY**

• 6 COIFFES JAUNES NORMO  
(TRÈS DOUCE) - 500g



**Ref. 040CRN SN**

• 6 COIFFES ROSES NORMO  
(RÉTENTION DOUCE) - 900g



**Ref. 040CRN**

• 6 COIFFES TRANSPARENTES NORMO  
(STANDARD) - 1300g



**Ref. 040TCN**

• 2 COIFFES TITANE NORMO



**Ref. 043CLN**

• 6 COIFFES NOIRES NORMO (POUR LE LABORATOIRE)



**Ref. 049PCNDR8**

• 6 COIFFES NORMO ORANGE (TRÈS ÉLASTIQUES)  
(POUR SPHÈRES AVEC DIAMÈTRE RÉDUIT À 2,25mm) - 350g



**Ref. 060CRNAYDR8**

• 6 COIFFES NORMO JAUNES (TRÈS DOUCES)  
(POUR SPHÈRES AVEC DIAMÈTRE RÉDUIT À 2,25mm) - 500g



**Ref.040CRNSNDR8**

• 6 COIFFES NORMO ROSES (DOUCE)  
(POUR SPHÈRES AVEC DIAMÈTRE RÉDUIT À 2,25mm) - 900g



**Ref. 040CRNDR8**

• 6 COIFFES NORMO AIGUE MARINE (STANDARD)  
(POUR SPHÈRES AVEC DIAMÈTRE RÉDUIT À 2,25mm) - 1300g



**Ref. 042AMN**

• 2 OT BOX NORMO  
(BOÎTIERS CALCINABLES POUR COIFFES)



**Ref. 041CAN**

• 2 BOÎTIERS INOX POUR RÉSINE NORMO



**Ref. 041CTN**

• 2 BOÎTIERS EN TITANE POUR RÉSINE NORMO ANODISÉS FUCSHIA



**Ref. 101PPN**

• 2 ANNEAUX DE POSITIONNEMENT NORMO EN PLASTIQUE



**Ref. 044PPN**

• 2 HOMOLOGUES NORMO POUR MODÈLE DE LABORATOIRE



**Ref. 100SAN**

• 10 ESPACEURS EN ALUMINIUM POUR BARRES OT CAP NORMO

## RECHANGES: SYSTÈME OT CAP MICRO Ø 1,8mm



Ref. 055SCM

• 4 SPHÈRES CALCINABLES MICRO

Ref. 151BAM

• 2 BARRES DROITES CALCINABLES MICRO

Ref. 150BPM

• 2 BARRES DROITES CALCINABLES MICRO



Ref. 192ACM

**KIT ASSORTIS DE COIFFES RÉTENTIVES OT CAP MICRO**  
**LE KIT CONTIENT**

- 1 BOÎTIER EN INOX POUR GAINES
- 1 COIFFE NOIRE POUR LABORATOIRE
- 4 COIFFES RÉTENTIVES (1 VERT, 1 JAUNE, 1 ROSE, 1 TRANSPARENTE)
- 1 DISQUE DE PROTECTION



Ref. 048CAM

• 6 COIFFES ARGENT MICRO EXTRA RÉSILIENTES  
(ÉLASTIQUES ET GOMMEUSES) - 200g

Ref. 048COM

• 6 COIFFES OR MICRO EXTRA RÉSILIENTES  
(LÉGÈREMENT ÉLASTIQUES) - 450g

Ref. 049PCM

• 6 COIFFES VERTES MICRO  
(TRÈS ÉLASTIQUES) - 200g

Ref. 060CRM AY

• 6 COIFFES JAUNES MICRO  
(TRÈS DOUCES) - 450g

Ref. 040CRM SN

• 6 COIFFES ROSES MICRO  
(DOUCES) - 800g

Ref. 040CRM

• 6 COIFFES TRANSPARENTES MICRO  
(STANDARD) - 1100g

Ref. 040TCM

• 2 COIFFES TITANE MICRO

Ref. 043CLM

• 6 COIFFES NOIRES MICRO (POUR LE LABORATOIRE)



Ref. 049PCMDR8

• 6 COIFFES ORANGE MICRO (TRÈS ÉLASTIQUE)  
(POUR SPHÈRES AVEC DIAMÈTRE RÉDUIT À 1,6 mm) - 200g

Ref. 040CRMDR8

• 6 COIFFES AIGUE MARINE MICRO (STANDARD)  
(POUR SPHÈRES AVEC DIAMÈTRE RÉDUIT À 1,6 mm) - 1100g



Ref. 042AMM

• 2 OT BOX MICRO  
(BOÎTIERS CALCINABLES POUR COIFFES)

Ref. 041CAM

• 2 BOÎTIERS INOX POUR RÉSINE MICRO

Ref. 041CTM

• 2 BOÎTIERS EN TITANE POUR RÉSINE MICRO ANODISÉS FUCSHIA

Ref. 101PPM

• 2 ANNEAUX DE POSITIONNEMENT MICRO EN PLASTIQUE

Ref. 044PPM

• 2 HOMOLOGUES TAILLE MICRO POUR MODÈLE DE LABORATOIRE

Ref. 100SAM

• 10 ESPACEURS EN ALUMINIUM POUR BARRES OT CAP MICRO

## ACCESSOIRES NORMO-MICRO

Ref. 485IC

• 1 OUTIL D'INSERTION ET DE RETIREMENT DE COIFFE  
OT EQUATOR - OT CAP NORMO/MICRO

Ref. 74AC01

• 1 CLÉ OT CAP NORMO/OT EQUATOR POUR PARALLÉLOMÈTRE

Ref. 74AC02

• 1 CLÉ OT CAP MICRO POUR PARALLÉLOMÈTRE

Ref. 74AC03

• 1 CLÉ OT TECNO NORMO/MICRO POUR PARALLÉLOMÈTRE

Ref. 491EC

• 1 OUTIL DE RETIREMENT DE COIFFES  
(AVEC TROU POUR TIGES)



## OUTILS NORMO MICRO



Ref. 080RCN

• 1 ALÉSOIRE POUR COIFFE OT CAP NORMO



Ref. 080RCM

• 1 ALÉSOIRE POUR COIFFE OT CAP MICRO



Ref. 082ATN

• 1 TESTEUR DE RÉTENTION POUR COIFFES OT CAP NORMO



Ref. 083ATM

• 1 TESTEUR DE RÉTENTION POUR COIFFES OT CAP MICRO

## OUTILS NORMO MICRO



Ref. 155CC

• 6 CONNECTEURS



Ref. 187CRS

• 2 SPHÈRES DE RÉPARATION *diamètres disponibles: 1,8 - 2,2 - 2,5mm*



Ref. 187CRE

• 2 HÉMI-SPHÈRES DE RÉPARATION OT EQUATOR



Ref. 189SRS

• 2 SPHÈRES SOLIDES DE RÉPARATION *diamètre disponible: 1,8mm*



Ref. 100PD

• 10 DISQUES DE PROTECTION DIAMÈTRE DU TROU 1,6mm



Ref. 100PDR

• 10 DISQUES DE PROTECTION DIAMÈTRE DU TROU 2,9mm



Ref. 038GCS

• 2 GUIDES CALCINABLES



Ref. 044PP22

• 2 HOMOLOGUES: SPHÈRE DE Ø 2,2 mm

## ASSORTIMENT KIT OT CAP

### KIT NORMO

Ref. 074KAN

### LE KIT CONTIENT:

- 8 COIFFES ROSES - DOUCES
- 8 COIFFES TRANSPARENTES - STANDARD
- 6 COIFFES JAUNES - TRÈS DOUCES
- 6 COIFFES VERTES - TRÈS ÉLASTIQUES
- 6 COIFFES OR - TRÈS ÉLASTIQUES
- 6 COIFFES ARGENT - ÉLASTIQUES ET GOMMEUSES
- 4 COIFFES AIGUE MARINE STANDARD (DIAMÈTRE INTERNE RÉDUIT)
- 4 COIFFES ORANGE TRÈS ÉLASTIQUES (DIAMÈTRE INTERNE RÉDUIT)
- 4 COIFFES NOIRES- POUR LABORATORIE
- 2 COIFFES TITANE

### KIT MICRO

Ref. 074KAM

### KIT DE COIFFES ASSORTIES OT CAP NORMO/MICRO

#### LE KIT CONTIENT:

- 4+4 COIFFES ROSES - DOUCES
- 4+4 COIFFES TRANSPARENTES - STANDARD
- 2+2 COIFFES JAUNES - TRÈS DOUCES
- 3+3 COIFFES VERTES - TRÈS ÉLASTIQUES
- 3+3 COIFFES OR - TRÈS ÉLASTIQUES
- 3+3 COIFFES ARGENT - ÉLASTIQUES ET GOMMEUSES
- 2+2 COIFFES AIGUE MARINE STANDARD (DIAMÈTRE INTERNE RÉDUIT)
- 2+2 COIFFES ORANGE TRÈS ÉLASTIQUES (DIAMÈTRE INTERNE RÉDUIT)
- 2+2 COIFFES NOIRES- POUR LABORATORIE
- 1+1 COIFFES TITANE

### NORMO

Ref. 064ACN

### COIFFES RÉTENTIVES OT CAP ASSORTIES

#### KIT NORMO

- 6 COIFFES TRANSPARENTES- STANDARD
- 6 COIFFES ROSES - DOUCES
- 6 COIFFES JAUNES - TRÈS DOUCES
- 6 COIFFES VERTES - TRÈS ÉLASTIQUES

### MICRO

Ref. 064ACM

### COIFFES RÉTENTIVES OT CAP ASSORTIES

#### KIT MICRO

- 6 COIFFES BLANCHES - RÉTENTION STANDARD
- 6 COIFFES ROSES - RÉTENTION DOUCE
- 6 COIFFES JAUNES - RÉTENTION TRÈS DOUCE
- 6 COIFFES VERTES - RÉTENTION TRÈS ÉLASTIQUE

# RECHANGES: OT STRATEGY



Ref. 154PCS

• 4 MÂLES SPHÉRIQUES COURTS OT STRATEGY



Ref. 054PLS

• 4 MÂLES SPHÉRIQUES LONGS OT STRATEGY



Ref. 154STY

• 2 EXTENSIONS STEADY CALCINABLES



Ref. 047CSD AY

• 4 COIFFES OT STRATEGY JAUNES - TECHNIQUE DE DUPLICATION  
(TRÈS DOUCES) - 500g



Ref. 047CSD SN

• 4 COIFFES OT STRATEGY ROSES - TECHNIQUE DE DUPLICATION  
(DOUCES) - 900g



Ref. 047CSD

• 4 COIFFES OT STRATEGY TRANSPARENTES - TECHNIQUE DE DUPLICATION  
(STANDARD) - 1300g



Ref. 047CLS

• 4 COIFFES OT STRATEGY NOIRES - TECHNIQUE DE DUPLICATION  
(POUR LE LABORATOIRE)



Ref. 047CSDDR8

• 4 COIFFES OT STRATEGY AIGUE MARINE - TECHNIQUE DE DUPLICATION  
(AVEC DIAMÈTRE INTERNE RÉDUIT)



Ref. 045CSM AY

• 4 COIFFES OT STRATEGY JAUNES  
(TRÈS DOUCES) - 500g (POUR BOÎTIER INOX)



Ref. 045CSM SN

• 4 COIFFES OT STRATEGY ROSES  
(DOUCES) - 900g (POUR BOÎTIER INOX)



Ref. 045CSM

• 4 COIFFES OT STRATEGY TRANSPARENTES  
(STANDARD) - 1300g (POUR BOÎTIER INOX)



Ref. 045CLS

• 4 COIFFES OT STRATEGY NOIRES POUR LABORATOIRE  
(POUR BOÎTIER INOX)



Ref. 045CSMDR8

• 4 COIFFES OT STRATEGY AIGUE MARINE AVEC DIAMÈTRE INTERNE RÉDUIT  
(POUR BOÎTIER INOX)



Ref. 046CSM

• 2 BOÎTIERS OT STRATEGY INOX



Ref. 101OTS

• 2 COIFFES EN PLASTIQUE DE POSITIONNEMENT  
(POUR SOUDER OU COLLER LES BOÎTIERS)

## COIFFES OT STRATEGY ASSORTIES POUR TECHNIQUE DE DUPLICATION

### LE KIT CONTIENT

Ref. 047ACS

- 4 COIFFES JAUNES - TRÈS DOUCES
- 4 COIFFES ROSES - DOUCES
- 4 COIFFES TRANSPARENTES STANDARD



## COIFFES OT STRATEGY ASSORTIES POUR BOÎTIER INOX

### LE KIT CONTIENT

Ref. 045ACS

- 4 COIFFES JAUNES - TRÈS DOUCES
- 4 COIFFES ROSES - DOUCES
- 4 COIFFES TRANSPARENTES STANDARD



Ref. 044PPS

• 2 HOMOLOGUES OT STRATEGY Pour modèle de laboratoire

Ref. 486ICS

• 1 OUTIL D'INSERTION ET DE RETIREMENT DES COIFFES OT STRATEGY



Ref. 75AC04

• 1 CLÉ OT STRATEGY POUR PARALLÉLOMÈTRE



Ref. 081RCS

• 1 ALÉSOIRE POUR COIFFE OT STRATEGY




## RECHANGES: OT BAR MULTIUSE



<b>Ref. 022OBB</b>	• 2 BARRES CALCINABLES OT BAR MULTIUSE
<b>Ref. 025CPB</b>	• 4 BOÎTIERS CALCINABLES OT BAR MULTIUSE
<b>Ref. 023CPA</b>	• 4 CAVALIERS DE POSITIONNEMENT A OT BAR MULTIUSE
<b>Ref. 024CPB</b>	• 4 CAVALIERS DE POSITIONNEMENT B OT BAR MULTIUSE
<b>Ref. 027CRG</b>	• 4 CAVALIERS RÉTENTIFS OT BAR MULTIUSE (MOYENNE) 1800g
<b>Ref. 026CRR</b>	• 4 CAVALIERS RÉTENTIFS OT BAR MULTIUSE (DOUCE) 1200g
<b>Ref. 027CRS</b>	• 4 CAVALIERS RÉTENTIFS OT BAR MULTIUSE (TRÈS DOUCE) 600g
<b>Ref. 022RGO</b>	• 2 CONNECTEURS GINGIVAUX CALCINABLES
<b>Ref. 429IOBM</b>	• 1 OUTIL D'INSERTION ET DE RETIREMENT DES CAVALIERS OT BAR MULTIUSE
<b>Ref. 028OCP</b>	• 1 CLÉ OT BAR MULTIUSE POUR PARALLÉLOMÈTRE

## RECHANGES: OT VERTICAL



<b>Ref. 072MCV</b>	• 2 PIÈCES MÂLES CALCINABLES • 2 CLÉS AVEC ÉPINGLE
<b>Ref. 072SCV</b>	• 2 STEADY CALCINABLES POUR OT VERTICAL
<b>Ref. 072CBV</b>	• 4 CAVALIERS RÉTENTIFS BLANCS STANDARD
<b>Ref. 072CVV</b>	• 4 CAVALIERS RÉTENTIFS VERTS DOUCES
<b>Ref. 472ICV</b>	• 1 OUTIL D'INSERTION ET DE RETIREMENT DES CAVALIERS OT VERTICAL

## RECHANGES: OT REVERSE 3



<b>Ref. 120MR2</b>	• 2 COIFFES MÂLES EN TITANE + NYLON (STANDARD)
<b>Ref. 041CAM</b>	• 2 BOÎTIERS INOX MICRO
<b>Ref. 121AOR</b>	• 2 HOMOLOGUES EN LAITON POUR RACINES
<b>Ref. 121AAR</b>	• 2 HOMOLOGUES D'IMPLANT EN ACIER
<b>Ref. 121MT</b>	• 2 TRANSFERTS FAUX-MOIGNONS EN PLASTIQUE



Ref. 121AM

• 2 OUTILS MANUELS



Ref. 121PR

• 2 POSITIONNEURS EN PLASTIQUE POUR TECHNIQUE DE DUPLICATION



Ref. 124IMR

• 1 OUTIL D'INSERTION EN MÉTAL - MÂLE OT REVERSE3



Ref. 72CBR

• 1 CLÉ OT REVERSE 3 EN ACIER  
(POUR PARALLÉLOMÈTRE)



Ref. 72CFR

• 1 CLÉ OT REVERSE 3 EN LAITON  
(POUR PARALLÉLOMÈTRE)

## RECHANGES: OT LOCK



Ref. 882CS

• 1 CLÉ GLISSANTE EN TITAN (POUR LE VERROU EN TITANE)



Ref. 882AF

• 1 ANNEAU FLEXIBLE EN TITANE (POUR LES DEUX SYSTÈMES)



Ref. 882CB

• 1 CLÉ DE FIXATION EN TITANE (POUR LES DEUX SYSTÈMES)



Ref. 882CPT

• 1 LOGEMENT DE FIXATION EN TITANE (POUR LES DEUX SYSTÈMES)



Ref. 882PPC

• 1 ÉPINGLE EN CÉRAMIQUE (POUR LES DEUX SYSTÈMES)



Ref. 882CLSCT

• 1 CLÉ GLISSANTE EN TITANE  
(seulement pour le verrou en titane réglable)



Ref. 882DCC

• 9 ANNEAUX CALCINABLES  
(seulement pour le verrou en titane réglable)

## KIT POUR SPHÈRES DE RÉPARATION



Ø DISPONIBLES:  
1,8 - 2,2 - 2,5

Ref. 087CRS

### SPHÈRE CONCAVE DE RÉPARATION

#### LE KIT CONTIENT:

- 2 SPHÈRES DE RÉPARATION AVEC REVÊTEMENT AU TIN
- 2 COIFFES ROSES DOUCES
- 1 OUTIL D'INSERTION
- 1 CALIBREUR



Ref. 087CRE

### OT EQUATOR DE RÉPARATION

#### LE KIT CONTIENT:

- 2 HÉMI-SPHÈRES DE RÉPARATION OT EQUATOR AVEC REVÊTEMENT AU TIN
- 2 COIFFES ROSES DOUCES
- 1 OUTIL D'INSERTION
- 1 CALIBREUR



Ref. 089SRS

### SPHÈRE SOLIDE DE RÉPARATION

#### LE KIT CONTIENT:

- 2 SPHÈRES SOLIDES Ø 1,8 AVEC REVÊTEMENT AU TIN
- 2 COIFFES ROSES DOUCES
- 2 DISQUES DE PROTECTION
- 1 TIGE POUR PARALLÉLISEUR

## BOÎTES POUR DENTIER

différentes couleurs



Ref. 0P6

### LE KIT CONTIENT:

- 6 BOÎTES DE COULEURS ASSORTIES  
BLANC - BLEU - AZUR


POUR COMMANDES DE GRANDES QUANTITÉS PERSONNALISATION DU LOGO



Ref. 100AS

- 30 ANNEAUX EN SILICONE

## MINI PARALLÉLOMÈTRE



Ref. 00PB

- 1 **MINI PARALLÉLOMÈTRE**  
AVEC BASE POUR MODÈLE  
(POUR LABORATOIRE, DÉMONSTRATIONS, ETC)

## OT CEM

CIMENT COMPOSITE



Ref. OC

### LE KIT CONTIENT

- 1 SERINGUE 5 ml
- 10 EMBOUTS MELANGEURS

## BROKEN SCREW EXTRACTOR KIT

POUR LE RETIREMENT DES VIS CASSÉES DANS L'IMPLANT

LE "**BROKEN SCREW EXTRACTOR KIT**" EST DISPONIBLE POUR LIVRAISON IMMÉDIATE POUR DES NOMBREUSES MARQUES D'IMPLANT. SUR COMMANDE IL EST POSSIBLE DE LES PERSONNALISER POUR TOUTES LES MARQUES D'IMPLANT DU MARCHÉ.



Ref. 680

### LE KIT CONTIENT:

- 1 FRAISE À GRIFFE
- 1 FRAISE SPÉCIALE à coupe inverse
- 1 PORTE FRAISE MANUEL
- 1 DISPOSITIF DE CENTRAGE

Ref. 680FS

- 1 FRAISE SPÉCIALE À COUPE INVERSE

Ref. 680FA

- 1 FRAISE À GRIFFE

LES PIÈCE DE RECHANGE "OT REVERSE" "OT KLASS" ET "BROKEN SCREW EXTRACTOR KIT" SON DISPONIBLES EN STOCK. POUR PLUS D'INFO VEUILLEZ ENVOYER UN COURRIEL OU APPELER AU TÉLÉPHONE.



# RHEIN83

## SERVICES DIRECTS

POUR TOUTE QUESTION TECHNIQUE EN HORAIRE DE TRAVAIL UN SERVICE DE RÉPONSES TÉLÉPHONIQUES EST ACTIF

**Tel. 0039 051 244510 - 0039 051 244396 - Fax 0039 051 245238**

Rhein83 internet  
**[www.rhein83.com](http://www.rhein83.com)**

Informations générales  
**[info@rhein83.com](mailto:info@rhein83.com)**

Commandes Italie  
**[vendite.italia@rhein83.it](mailto:vendite.italia@rhein83.it)**  
**[ivonne.vendite@rhein83.it](mailto:ivonne.vendite@rhein83.it)**

Service achats  
**[fabia.acquisti@rhein83.it](mailto:fabia.acquisti@rhein83.it)**

Amministration  
**[raffaella.contabilita@rhein83.it](mailto:raffaella.contabilita@rhein83.it)**  
**[simona.amministrazione@rhein83.it](mailto:simona.amministrazione@rhein83.it)**

Commandes étranger  
**[angela.internationaltrade@rhein83.it](mailto:angela.internationaltrade@rhein83.it)**

Support technique  
**[gianni.storni@rhein83.it](mailto:gianni.storni@rhein83.it)** (Divisione tecnica)

Bureau Marketing  
**[marketing@rhein83.it](mailto:marketing@rhein83.it)**



# RHEIN83

Via ZAGO, 10/ABC  
40128 - BOLOGNA

Tel. (+39) 051 244510 - (+39) 051 244396  
Fax (+39) 051 245238

<http://www.rhein83.com>  
e-mail: [info@rhein83.com](mailto:info@rhein83.com)

Timbre concessionaire



UNI EN ISO 9001:2008  
UNI CEI EN ISO 13485:2012